

Gebruiksaanwijzing

miniRITE R

Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Ruby



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™ en Oticon Ruby families:

FW 8

- Oticon Opn S 1 GTIN: (01) 05707131374967
- Oticon Opn S 2 GTIN: (01) 05707131374974
- Oticon Opn S 3 GTIN: (01) 05707131374981

- Oticon Opn Play 1 GTIN: (01) 05707131374998
- Oticon Opn Play 2 GTIN: (01) 05707131375001

FW 1

- Oticon Ruby 1 GTIN: (01) 05707131378491
- Oticon Ruby 2 GTIN: (01) 05707131378507

De volgende luidsprekers zijn beschikbaar voor de bovenstaande modellen:

- Luidspreker 60
- Luidspreker 85
- Luidspreker 100 (Power toestel)

- Power FlexMoulds luidspreker 100 (Power toestel)
- Power FlexMoulds luidspreker 105 (Power toestel)

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Lees dit boekje aandacht door, inclusief het hoofdstuk Waarschuwingen.

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet.

| [Over](#) | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Voor uw gemak is dit boekje voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Het hoortoestel is bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor.
Aanwijzingen voor gebruik	Slechthorendheid voor een mild tot ernstig-zwaar gehoorverlies.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Omgeving	Binnen- en buitenshuis
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het hoortoestel. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen .
Klinische voordelen	Het hoortoestel is ontworpen om beter verstaan van spraak te bieden om zo de communicatie te vergemakkelijken met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Tijdens de aanpassing van uw hoorzorg professional is de hoortoestelversterking uniek aangepast en geoptimaliseerd voor uw gehoor.

Kortom

Opladen

Laad het hoortoestel elke nacht op.

De LED op het hoortoestel wordt ROOD/ORANJE wanneer het hoortoestel wordt opgeladen en GROEN wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Het duurt 3 uur om een hoortoestel volledig op te laden.

AAN/UIT

Het hoortoestel gaat AAN wanneer u het uit de oplader verwijdt.
Het hoortoestel gaat UIT wanneer u het in de oplader plaatst.

Laat de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.

Inhoudsopgave

Over

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje	10
Hoortoestel	12

Aan de slag

Oplaadtijd	14
Batterijprestatie	15
Het hoortoestel AAN/UITzetten met de oplader	16
Het hoortoestel AAN/UITzetten met de druktoets	17
Indicatie lage batterijspanning	18
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	19
Het hoortoestel indoen	20

Inhoudsopgave

Gebruik

Schoonmaken	22
Standaard oorstukjes vervangen	24
ProWax miniFit filter	26
Aangepaste oorstukjes schoonmaken	28
ProWax filter vervangen	29
Opslag van het hoortoestel	30
Vliegtuigmodus	32

Opties

Optionele functies en accessoires	34
Volume wijzigen	35
Programma wijzigen	36
Dempen	37
Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad	38
Draadloze accessoires en andere opties	40

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	42
Geluids- en volumeregeling	44
Beperking gebruiksduur	47
Tinnitus SoundSupport waarschuwingen	50


Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen	52
-------------------------	----

Aanvullende informatie


Problemen oplossen	58
Water- en stofbestendig (IP68)	62
Gebruiksvoorwaarden	63
Technische informatie	64
Garantie-	71
Uw individuele hoortoestelinstellingen	72
Geluids- en LED-indicaties	74

Uw hoortoestel, luidspreker en oorstukje




Het hoortoestel gebruikt een van de volgende luidsprekers:

Standaard luidsprekers



Power FlexMould luidsprekers



De luidspreker maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:

Standaardoorstukjes:


- Open dome
- Bass dome, enkele venting
- Bass dome, dubbele venting
- Power dome
- GripTip

Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

Custom oorstukjes:

- MicroMould
 - LiteTip
 - VarioTherm® MicroMould
 - VarioTherm® LiteTip
- ® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve

Dome maten




* alleen als open dome voor luidspreker 60

** niet voor open dome

Ga voor meer details over het vervangen van de dome naar de paragraaf "Standaard oorstukjes vervangen".

Hoortoestel

Wat is het en wat doet het



Oplaadtijd

Laad uw hoortoestel volledig op voor het eerste gebruik.

Laad uw hoortoestel elke nacht op. Dat zorgt ervoor dat u uw dag kunt beginnen met een volledig opgeladen hoortoestel.

Als uw hoortoestel volledig leeg is, is de gewoonlijke oplaadtijd:

3 uur	1 uur	0,5 uur
Volledig opgeladen	50% opgeladen	25 % opgeladen

Het oplaadproces stopt automatisch wanneer de batterij volledig is opgeladen. Laat het hoortoestel in de oplader als u het niet gebruikt. Denk eraan de oplader aangesloten te houden op een stroombron.

De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit en tussen het linker en rechter hoortoestel. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing **voor het gebruik van uw oplader**.

Batterijprestatie

De dagelijkse batterijprestatie varieert afhankelijk van uw individueel gebruik en de instellingen van het hoortoestel.

Het streamen van geluid van bijvoorbeeld de televisie, mobiele telefoon of ConnectClip kan van invloed zijn op de dagelijkse batterijprestatie.

Als de batterij van uw hoortoestel leeg raakt, plaatst u het in de oplader om opnieuw op te laden. Het opnieuw starten van het hoortoestel heeft niet tot gevolg dat er extra gebruikstijd kan worden verkregen.

De kamertemperatuur dient tussen de +10°C en +35°C te liggen voor de beste oplaadomstandigheden.

Als u merkt dat de batterij van uw hoortoestel niet meer een hele dag meegaat, dan is het waarschijnlijk tijd om de batterij te vervangen. Neem contact op met uw hoorzorg professional.

Het hoortoestel AAN/UITzetten met de oplader

Uw hoortoestel wordt automatisch **AAN**gezet wanneer het uit de oplader wordt gehaald.

De LED van het hoortoestel gaat na 6 seconden **GROEN** branden om te bevestigen dat het gereed is voor gebruik. U kunt een startmelodietje horen.

Uw hoortoestel wordt automatisch **UIT**gezet wanneer het in de oplader wordt geplaatst en begint met opladen. De LED gaat **ROOD/ORANJE** branden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Laad de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.

Het hoortoestel AAN/UITzetten met de druktoets

Het hoortoestel kan AAN en UIT worden gezet met de druktoets.



AAN:

Houd het onderste deel van de druktoets ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Laat de toets los en wacht tot de led van het hoortoestel GROEN wordt.

Het hoortoestel staat nu AAN. U kunt een kort startmelodietje horen.

UIT:

Houd het onderste deel van de druktoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de LED van het hoortoestel ROOD/ORANJE wordt en het hoortoestel 4 dalende piepjes afspeelt.

Laat de druktoets los en het hoortoestel wordt UITgezet.

Zie overzicht "Geluids- en led-indicaties".

Indicatie lage batterijspanning

Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u drie korte piepjes. U heeft nu nog ongeveer twee uur totdat het hoortoestel stopt met werken. De piepjes worden om de 30 minuten herhaald. Net voordat de batterij leeg is, hoort u vier dalende piepjes.

Als u audio streamt van uw hoortoestel (van bijv. de televisie of mobiele telefoon) heeft u, wanneer u de drie piepjes hoort, nog ongeveer één uur voordat het hoortoestel stopt met werken. Als u stopt met streamen zal dit de batterijprestatie verlengen.



Drie piepjes
= de batterij is bijna leeg



Vier dalende piepjes
= de batterij is leeg


Optionele LED

Rood/oranje knipperend, continu herhaald, om batterij bijna leeg aan te geven.

Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

Er bevinden zich links/rechts kleurmarkeringen op het hoortoestel zelf en op de 60- en 85-luidsprekers zoals aangegeven. Markeringen (L of R) kunnen ook worden gevonden op de 100-luidsprekers en op sommige oorstukjes.



Een **RODE** stip markeert het RECHTER-toestel.

Een **BLAUWE** stip markeert het LINKER-toestel.

Het hoortoestel indoen


Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.


De luidspreker moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2



Houd de bocht van het luidsprekersnoer tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet richting de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3




Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het luidsprekersnoer dicht tegen uw hoofd zit.

Als de luidspreker een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

Schoonmaken

De MultiTool is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor het schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.



BELANGRIJKE OPMERKING


De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Gebruik het borsteltje van de MultiTool om vuil voorzichtig weg te borstelen van de opening. Borstel voorzichtig het oppervlak rondom de opening.

Zorg ervoor dat er geen onderdelen van de MultiTool met kracht in de microfoonopeningen worden geduwd. Dit kan het hoortoestel beschadigen.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Standaard oorstukjes vervangen


Het standaard oorstukje (dome en GripTip) mag niet gereinigd worden. Wanneer het vol zit met oorsmeer, dient het te worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip minimaal een keer per maand te vervangen.

Stap 1




Houd de luidspreker vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2



Plaats de luidspreker precies in het midden van de dome of GripTip voor een stevige bevestiging.

Stap 3




Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.

BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

ProWax miniFit filter

Aan het uiteinde van de luidspreker zit een wit oorsmeerfilter waar het oorstukje is bevestigd. De oorsmeerfilter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen. Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.




Verwijder het oorstukje van de luidspreker voordat u de oorsmeerfilter vervangt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als degene die origineel bij het toestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorg professional.


ProWax miniFit filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van het filter en één met het nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen



Duw het lege pinnetje in het oorsmeerfilter in de luidspreker van het toestel en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opmerking:


Als u een oorstukje of LiteTip gebruikt, dient uw hoorzorg professional de oorsmeerfilter in de luidspreker te vervangen.

Aangepaste oorstukjes schoonmaken

Het oorstukje dient regelmatig te worden schoongemaakt.

Het oorstukje heeft een wit oorsmeerfilter*. De filter voorkomt dat oorsmeer en vuil de luidspreker beschadigen.


Vervang de filter als het verstopt is of als het hoortoestel niet normaal klinkt. Neem anders contact op met uw hoorzorg professional.



* VarioTherm MicroMould en LiteTip hebben geen oorsmeerfilter


ProWax filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van de filter en één met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Oude filter verwijderen



Duw het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Nieuwe filter plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Opslag van het hoortoestel

U kunt uw hoortoestel het beste op de oplader bewaren. Wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, plaatst u het op de oplader om op te laden. Dit zorgt ervoor dat uw hoortoestel altijd opgeladen is.

Om ervoor te zorgen dat de oplaadbare batterij zo lang mogelijk meegaat, mag u het hoortoestel niet blootstellen aan overmatige hitte. Laat het hoortoestel bijvoorbeeld niet in de zon bij een raam of in een auto liggen, zelfs wanneer het hoortoestel zich in de oplader bevindt.

BELANGRIJKE OPMERKING

Laat de oplader altijd aangesloten op een stroombron wanneer het hoortoestel zich in de oplaadpoort bevindt. Wanneer de oplader wordt uitgeschakeld, wordt het hoortoestel ingeschakeld en verbruikt het batterij.

Langetermijnopslag (weken, maanden)


Laad het hoortoestel volledig op voordat u het gedurende langere tijd opslaat (meer dan 14 dagen). Zet het hoortoestel vervolgens uit. Op deze manier kan de batterij weer worden opgeladen.

Om de oplaadbare batterij te beschermen moet het hoortoestel om de 6 maanden volledig worden opgeladen. Als een opgeslagen hoortoestel niet binnen een tijdsduur van 6 maanden wordt opgeladen, moet de oplaadbare batterij worden vervangen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de charger om te zien hoe u het hoortoestel in de oplader plaatst.

Vliegtuigmodus

Om de vliegtuigmodus te activeren en deactiveren houdt u de druktoets (onderste deel) gedurende 7 seconden ingedrukt.



Piepen: Het hoortoestel speelt 4 aflopende piepjes af gevolgd door 4 piepjes. Dit geeft aan dat de vliegtuigmodus is geactiveerd of gedeactiveerd.

Led vliegtuigmodus geactiveerd: Lang rood/oranje knipperen gevolgd door groen, rood/oranje, rood/oranje. De LED knippert enkele keren groen, rood/oranje, rood/oranje. Dit bevestigt dat de vliegtuigmodus is geactiveerd.

Led vliegtuigmodus gedeactiveerd: Lang rood knipperen gevolgd door twee keer lang groen knipperen. Dit bevestigt dat de vliegtuigmodus is gedeactiveerd.

Als u op de toets op één hoortoestel drukt, wordt de vliegtuigmodus in beide hoortoestellen geactiveerd.

Wanneer de vliegtuigmodus is geactiveerd, staat Bluetooth® uit. Het hoortoestel blijft gewoon werken.

Zie overzicht "Geluids- en ledindicaties".

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig heeft.

Volume wijzigen


Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen. U hoort een piepje als u het volume verhoogt of verlaagt.



Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal vier verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd. Afhankelijk van het programma hoort u één tot vier piepjes.

Kijk hiervoor bij het hoofdstuk over Geluids- en LED-indicaties.



Druk op de druktoets om tussen programma's te veranderen.

De programmacyclus schakelt één programma vooruit, bijvoorbeeld van programma 1 naar 2 of van programma 4 naar 1.

Dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel uit te zetten. Uw hoortoestel kan worden gedempt met één van de volgende optionele apparaten:

Oticon ON app
ConnectClip
Afstandsbediening 3.0

Dempen van uw hoortoestellen opheffen

De demping van uw hoortoestel kan worden opgeheven met één van de volgende optionele apparaten of door kort te drukken op het bovenste of onderste deel van de toets op het hoortoestel.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Hoortoestellen gebruiken met iPhone en iPad

Uw hoortoestellen zijn Made for iPhone® en kunnen rechtstreeks communiceren en worden bediend met een iPhone, iPad® of iPod touch®. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestel kunt u contact opnemen met uw hoorzorg professional.



Om te zien hoe u uw hoortoestel koppelt met uw iPhone, ga naar www.oticon.nl/pairing

Ga voor meer informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/compatibility

De Made for Apple badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple producten en volgens de ontwikkelaar voldoet aan Apple prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

Draadloze accessoires en andere opties

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een reeks accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in vele alledaagse situaties.

ConnectClip

Als ConnectClip met uw mobiele telefoon is gekoppeld, kunt u de hoortoestellen gebruiken als een handsfree headset of externe microfoon.

TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisies en elektronische audio-apparaten. TV Adapter streamt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestel.

Afstandsbediening 3.0

Biedt de mogelijkheid om het programma te wijzigen, het volume aan te passen of uw hoortoestel te dempen.

Oticon ON App

Biedt een intuïtieve, eenvoudige en discrete manier om uw hoortoestel te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Luisterspoelprogramma

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



CROS - optioneel voor Oticon Opn S 1, Opn S 2, Oticon Opn Play 1, Oticon Ruby 1 en Ruby 2

Oplossing voor mensen die maar aan één oor horen. Oticon CROS op het slechtere oor stuurt geluid naar het hoortoestel op het betere oor.

Voor meer informatie kijkt u op www.oticon.nl of neem contact op met uw hoorzorg professional.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc. gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een tool die geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorg professional als onderdeel van een tinnitusbehandelprogramma.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusondersteuning

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is bedoeld is om geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte te genereren om te helpen tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluids- en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

Samen met uw hoorzorg professional beslist u in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Als u een hoortoestelprogramma selecteert waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional alleen de druktoets op uw hoortoestel instellen om te functioneren als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume voor beide oren tegelijk aanpassen.

miniRITE R

A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen

Om het geluidsvolume te **verhogen** (op slechts één hoortoestel), druk herhaaldelijk kort op het bovenste gedeelte van de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt.

Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te **verlagen** herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.

B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen

U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen.

Om het volume te **verhogen** drukt u kort op het bovenste deel van de druktoets.

Om het volume te **verlagen** drukt u kort op het onderste deel van de druktoets.

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Beperking gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een oncomfortabel niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbeperkingen" in het hoofdstuk "Uw individuele hoortoestelinstellingen" achter in dit boekje om te weten hoeveel uur per dag u het verlichtende geluid op uw hoortoestellen veilig kunt gebruiken.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorg professional in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie de indicatie van de maximale draagtijd naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

De volumeregeling van de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd op het hoortoestel. Het risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicaties". Dit gebeurt als het verlichtingsgeluid kan worden beluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Maximale draagtijd" in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Controleer de maximale draagtijd voor elk programma waarvoor Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf die waarden in de tabel: "Tinnitus SoundSupport: tijdsbeperkingen voor gebruik" achterin deze gebruiksaanwijzing.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Tinnitus SoundSupport waarschuwingen

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder andere het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, hoorzorg professional of andere professional.

Zoals bij alle apparaten kan misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport op die door uw hoorzorg professional is geadviseerd. Langer gebruik kan uw tinnitus of gehoorverlies verergeren.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als er sprake is van onverwachte reacties of ernstige incidenten met uw hoortoestel tijdens het gebruik of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Merk op dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Uw hoortoestel is slechts een onderdeel van uw gehoorondersteuning en moet mogelijk worden aangevuld

met auditieve training en lessen in lip-lezen. Merk tevens op dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Dit hoortoestel heeft een niet-verbijderbare oplaadbare lithium-ion batterijcel. Laad het hoortoestel op en maak uzelf vertrouwd met de veiligheid en informatie over het gebruik van oplaadbare hoortoestellen.

Probeer niet om de batterij uit uw hoortoestel te halen. De batterij kan uitsluitend door uw hoorzorgprofessional worden vervangen.

Laad het hoortoestel uitsluitend op met een oplader van Oticon. Andere opladers kunnen het hoortoestel en de batterij beschadigen.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorgprofessional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Laat anderen nooit uw hoortoestel dragen, omdat verkeerd gebruik kan leiden tot permanente gehoorschade.

Gevaar van stikken en het inslikken van kleine onderdelen

De hoortoestellen en kleine onderdelen daarvan dienen buiten bereik te worden gehouden van kinderen en eenieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.

Explosieven

Het hoortoestel is onder normale gebruiksomstandigheden veilig te gebruiken. Het hoortoestel is niet getest

op naleving van de internationale normen met betrekking tot explosieve omgevingen.

Gebruik het hoortoestel daarom niet in omgevingen met een explosiegevaar, bijv. mijnen, zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van ontvlambare anesthetica.

Risico's en gevaar met dodelijke afloop wanneer lithium-ion batterijen worden ingeslikt of in het oor of de neus worden gestopt

Slik lithium-ion batterijen nooit in of stop ze nooit in het oor of de neus, omdat dit kan leiden tot ernstig letsel of overlijden na al 2 uur. Dit kan het gevolg zijn van chemische brandwonden die tot permanente schade aan de neus of het oor kunnen leiden of mogelijk tot perforatie van de inwendige organen. Roep onmiddellijk medische hulp in als een lithium-ion batterij wordt ingeslikt of in het oor of de neus wordt gestopt.

Algemene waarschuwingen

Oplaadbare accu

Probeer het hoortoestel nooit te openen; hierdoor kan de batterij beschadigen.

Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden, laat dit dan door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de batterijlade te openen.

De veiligheid van het opladen van batterijen via de USB-aansluiting wordt bepaald door de externe voedingsbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Slechte werking

Let op: er is een mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden

beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). De hoortoestellen kunnen stoppen met werken, bijvoorbeeld wanneer de batterijen leeg zijn of de slangetjes verstopt zijn door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en goed bevonden voor de menselijke gezondheid volgens de internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio; specifieke energieabsorptietempo [SAR]), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden liggen onder de internationaal aanvaardbare veiligheidsgrenzen voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en

spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor menselijke gezondheid en de coëxistentie met actieve medische implantaten, zoals pacemakers en defibrillators.

Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat voor informatie over het risico op verstoring.

De AutoPhone of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient minstens 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Volg in het algemeen de richtlijnen over gebruik met magneten van de fabrikant en van implanteerbare defibrillatoren en pacemakers.

Cochleaire implantaten

Als u een cochleair implantaat (CI) op het ene oor gebruikt en een hoortoestel op het andere oor, zorg er dan voor u uw CI altijd ten minste op 1cm afstand van

uw hoortoestel houdt. Het magnetische veld van de CI-soundprocessor, spoelen en magneten kunnen de luidsprekers in uw hoortoestellen permanent beschadigen. Leg de toestellen nooit dicht naast elkaar op een tafel bijv. wanneer u de batterijen reinigt of vervangt. Plaats het CI en het hoortoestel niet samen in dezelfde doos.

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Algemene waarschuwingen

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrand-crème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Power toestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 60138-4/IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Raadpleeg het modellenoverzicht om te zien of uw hoortoestel een power toestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen voor een versnelde opbouw van oorsmeer zorgen.

De anti-allergene materialen in hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet het hoortoestel in de vliegtuigmodus gezet worden om Bluetooth te deactiveren, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer uw hoortoestel via een invoerkabel en/of direct verbonden is aan externe apparatuur, wordt de veiligheid van het gebruik van het hoortoestel bepaald door de externe signaalbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Incompatibele niet-meegeleverde accessoires

Gebruik alleen accessoires, transducers of kabels die door de fabrikant van dit toestel worden geleverd. Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Modificatie van de hoortoestellen is niet toegestaan

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, doen de garantie van de apparatuur vervallen.

Storing

Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen.

Elektromagnetische interferentie kan optreden in de nabijheid van apparatuur met het symbool zoals hier getoond. Draagbare en mobiele RF (radiofrequentie) communicatie-apparatuur kunnen de prestatie van uw hoortoestel beïnvloeden. Als uw hoortoestel wordt beïnvloed door elektromagnetische interferentie, dient u ervoor te zorgen uit de buurt van de bron te blijven om de interferentie te verminderen.

Problemen oplossen

Voor het oplossen van problemen met de Charger, zie de gebruiksaanwijzing van de Charger

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	De batterij van het hoortoestel is leeg	Laad het hoortoestel op
	Lege batterij	Neem contact op met uw hoorzorg professional
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip of mould)	Reinig het oorstukje Vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Maak het oorstukje schoon of vervang de oorsmeerfilter, dome of GripTip
	Vocht	Veeg het hoortoestel voorzichtig af en laat het drogen
	De batterij van het hoortoestel is leeg	Laad het hoortoestel op
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Plaats het oorstukje opnieuw
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw arts
Piepen	Als uw hoortoestel 8 piepjes geeft, 4 keer achtereenvolgend, dan heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig	Neem contact op met uw hoorzorg professional

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Zie volgende pagina

Problemen oplossen

Voor het oplossen van problemen met de Charger, zie de gebruiksaanwijzing van de Charger

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De led van het hoortoestel blijft uit wanneer het in de oplader wordt geplaatst	De oplader is niet ingeschakeld	Controleer of de stroom van de oplader juist is aangesloten
	Het hoortoestel of de oplader is te warm of te koud	Verplaats de oplader en het hoortoestel naar een plaats met een temperatuur tussen +5 en +40 °C
	Opladen is onvolledig. De kamertemperatuur is hoger dan +35 °C, wat de oplaadtijd verhoogt. De oplader is gestopt met opladen om de batterij te beschermen	Plaats het hoortoestel terug in de oplader. Hierdoor wordt het opladen voltooid binnen ongeveer 15 minuten
	Het hoortoestel is niet juist in de oplader geplaatst	Controleer de oplaadpoorten op vreemde voorwerpen
De LED van het hoortoestel knippert rood/oranje wanneer het toestel in de oplader wordt geplaatst	Systeemfout	Neem contact op met uw hoorzorg professional
Koppelingsproblemen met Apple apparaat	Bluetoothverbinding mislukt	1) Ontkoppel uw hoortoestel 2) Schakel Bluetooth uit en weer in. 3) Zet het hoortoestel uit en weer aan. 4) Koppel het hoortoestel opnieuw (ga naar www.oticon.global/pairing)
	Slechts één hoortoestel is gekoppeld	

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is water- en stofbestendig, wat betekent dat het ontworpen is om in alle dagelijkse situaties gedragen te worden. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen.

Eventueel vocht op het hoortoestel dient vóór het opladen te worden afgeveegd.

Mocht uw hoortoestel toch in contact komen met water en niet meer werken, veeg het water er voorzichtig af en laat het toestel drogen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksvoorwaarden

Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opladomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Transport: Temperatuur: -20°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend Opslag: Temperatuur: -20°C tot +30°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radiotechnologieën, die hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en is altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -40 dB μ A/m op een afstand van 10 meter).

Het hoortoestel bevat ook een radiozender Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die beide op 2,4 GHz werken. De 2,4 GHz radiozender is zwak en is altijd lager

dan 4 dBm EIRP totaal uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling. Gebruik uw hoortoestel alleen in gebieden waar draadloze transmissie is toegestaan.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

Meer informatie is te vinden in de "Technische data" op www.oticon.nl

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



IP68

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen



Waarschuwingen

Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.



Fabrikant

Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool worden vermeld. Geeft de fabrikant van het medische apparaat aan, zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.



CE-markering

Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer geeft de aangemelde instantie aan.



Elektronisch afval (AEEA)

Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional voor verwijdering. Elektronische apparatuur die onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Regulatory Compliance Mark (RCM)

Het apparaat voldoet aan de vereisten betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.



Dubbele isolatie

Duidt aan dat de voeding van het product een dubbele isolatie heeft. Dit betekent een zeer laag risico op storingen, dat wil zeggen: dat storingen niet kunnen optreden.



Gebruik binnenshuis

Duidt aan dat het product gekwalificeerd is voor gebruik binnenshuis.



IP code


Duidt de classificatie aan voor bescherming tegen de binnendringing van water en stofdeeltjes volgens EN 60529:1991/A1:2002. IP6X duidt de totale bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt de bescherming aan tegen de effecten van voortdurende onderdompeling in water.



Bluetooth

Bluetooth logo

Geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. waar elk gebruik van dergelijke merken een licentie vereist.



Made for Apple badges

Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.



Hoorlus

Dit logo bevat het universele symbool voor gehoorondersteuning. De "T" geeft aan dat een hoorlus is geïnstalleerd.



Radiofrequentie (RF) zender

Uw hoortoestel bevat een RF-zender.



Global Trade Item Number

Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking op de firmware van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft betrekking op de hardware van de medische apparatuur.

Beschrijving van aanvullende gebruikt op het verpakkingsetiket



Droog houden

Duidt een medisch apparaat aan dat moet worden beschermd tegen vocht.



Waarschuwingssymbool

Zie de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.



Catalogusnummer

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Serienummer

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch apparaat kan worden geïdentificeerd.



Medisch hulpmiddel

Het apparaat is een medisch hulpmiddel.



Gebruik voor datum

Geeft de datum aan waarna het medische apparaat niet gebruikt dient te worden.



Li-ion

Batterij recycling symbool

Li-Ion batterij recycling symbool



Limiet temperatuur

Geeft de temperatuurlimieten aan waar het medische apparaat veilig aan blootgesteld kan worden.



Limiet vochtigheid

Geeft vochtigheidswaarden aan waar het medische apparaat veilig aan blootgesteld kan worden.

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in het hoortoestel zelf, maar niet in accessoires zoals batterijen, slangen, luidsprekers, oorstukjes en filters, enz. Problemen als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, overmatig gebruik, ongelukken, reparaties uitgevoerd door onbevoegden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan uw oor, schade door vreemde objecten in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen deze

laten vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Garantie- certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorg professional: _____

Adres hoorzorg professional: _____

Telefoon hoorzorg professional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.





Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
	Programma	Opstartvolume (Tinnitus)	Max volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max _____ uren per dag	Max _____ uren per dag


Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicators volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij opstartvolume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicators batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

Geluids- en LED-indicaties








De verschillende geluidssignalen en LED-lampjes geven de status van de hoortoestellen weer. De verschillende indicaties worden vermeld op de volgende pagina's. Voor de LED-indicators van de oplader, raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de oplader.

Uw hoorzorgprofessional kan de geluids- en LED-indicaties afstemmen op uw voorkeuren.

Programma	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED ¹⁾	Wanneer te gebruiken
1	1 piepje		
2	2 piepjes		
3	3 piepjes		
4	4 piepjes		

 Groen knipperen

1) LED continu of drie keer herhaald met korte tussenpozen

AAN/UIT	Geluid	LED	LED-opmerkingen
Aan	<input type="checkbox"/> Melodietje	<input type="checkbox"/> 	Eenmaal weergegeven
Uit	<input type="checkbox"/> 4 dalende piepjes	<input type="checkbox"/> 	
Volume	Geluid	LED	
Opstartvolume	<input type="checkbox"/> 2 piepjes	<input type="checkbox"/> 	
Minimum-/maximumvolume	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Continu of drie keer herhaald
Volume hoger/lager	<input type="checkbox"/> 1 piepje	<input type="checkbox"/> 	
Dempen geactiveerd op ON App, ConnectClip of Remote Control 3.0		<input type="checkbox"/>  	

 Lang groen knipperen  Groen knipperen

 Rood/oranje knipperen  Lang rood/oranje knipperen

Accessoires	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED	LED-opmerkingen
TV Adapter	2 verschillende piepjes		Continu of drie keer herhaald
ConnectClip externe microfoon	2 verschillende piepjes		
Vliegtuigmodus	Geluid	<input type="checkbox"/> LED	
Vliegtuigmodus actief	4 dalende piepjes + kort melodietje		
Vliegtuigmodus niet actief	4 dalende piepjes + kort melodietje		

Lang groen knipperen Groen knipperen Rood/oranje knipperen

1) Alleen beschikbaar als drie keer herhalen is geselecteerd

215309NL / 2019.12.02

Waarschuwingen	Geluid	LED	LED-opmerkingen
Lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> 3 afwisselende piepjes	<input type="checkbox"/>	Continu knipperen
Batterij leeg	4 dalende piepjes		
Onderhoudscontrole microfoon nodig	8 piepen 4 keer herhaald	<input type="checkbox"/>	Vier keer herhaald
Geen lampje op het hoortoestel LED wanneer in de oplader geplaatst		Uitgeschakeld	Zie problemen oplossen, oplossingen
De LED van het hoortoestel knippert rood/oranje wanneer het hoortoestel in de oplader wordt geplaatst			Continu knipperen. Zie problemen oplossen, oplossingen

Rood/oranje knipperen Lang rood/oranje knipperen

215309NL / 2019.12.02



oticon
life-changing **technology**

215309NL / 2019.12.02 / Oticon Opn S & Oticon Opn Play Firmware 8,
Oticon Ruby Firmware 1