

Gebruikershandleiding

Receiver-in-het-oor-hoortoestellen, oplaadbaar
met hoortoesteloplader





Beltone **Amaze**[™]

Linker hoortoestel		Rechter hoortoestel	
Serienummer		Serienummer	
Modelnummer		Modelnummer	
Type receiver	<input type="checkbox"/> Low Power <input type="checkbox"/> Medium Power <input type="checkbox"/> High Power <input type="checkbox"/> Ultra Power	Type receiver	<input type="checkbox"/> Low Power <input type="checkbox"/> Medium Power <input type="checkbox"/> High Power <input type="checkbox"/> Ultra Power
Lengte receiver	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Lengte receiver	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

Specifieke functies die door uw hoortoestel ondersteund worden:

- Laden op pagina 13
- Smart Start op pagina 17
- Auto-Phone op pagina 26
- Tinnitus Breaker Pro op pagina 37

Open/standaard aanpassing:	<input type="checkbox"/> Klein	<input type="checkbox"/> Klein	<input type="checkbox"/> Tulp	<input type="checkbox"/> Oorstukje
	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	<input type="checkbox"/> Gemiddeld		
	<input type="checkbox"/> Groot	<input type="checkbox"/> Groot		
	Open eartip	Power eartip	Tulpvormige eartip	Op maat gemaakt

Programma	Piepton	Beschrijving
1		
2		
3		
4		

De twee types hoortoestellen in deze gebruikershandleiding zijn:

LXR45, FCC ID: X26LXR45, IC: 6941C-LXR45

Op pagina 6 staat een lijst met modellen die verwijzen naar deze types.

Dit apparaat heeft een RF-zender die werkt binnen het frequentiebereik van 2,4 GHz- 2,48 GHz. Nominaal verzonden RF-uitgangsvoeding is +0.82 dBm.

1 Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe hoortoestellen. Geniet van de innovatieve geluidstechnologie en het design van Beltone. De instellingen die door uw hoorspecialist zijn geprogrammeerd zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit. Zowel thuis, op uw werk als tijdens sociale activiteiten.

Lees deze handleiding zorgvuldig door, zodat u alle mogelijkheden van uw hoortoestellen optimaal kunt benutten. Door het juiste onderhoud en gebruik kunt u vele jaren plezier hebben van betere communicatie dankzij uw hoortoestellen. Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met uw hoorspecialist.

2 Functie van uw hoortoestellen

Generieke luchtgeleidingshoortoestellen zijn draagbare, geluidsversterkende toestellen die bedoeld zijn om het gehoor te verbeteren. De essentiële taak van hoortoestellen is om geluid te ontvangen, te versterken en door te geven aan het oor.

De hoortoesteloplader is bestemd om uw hoortoestellen op te laden. De oplader bevat een oplaadbare lithium-ion-accu. U kunt hem gemakkelijk meenemen en gebruiken waar u maar wilt. De oplader is alleen bestemd om te gebruiken met Beltone Amaze hoortoestellen.

3 Wennen aan versterking

Het gaan dragen van hoortoestellen is vaak een grote stap. Toch is het de enige stap om comfortabeler te gaan horen. Het kost tijd en consistent gebruik om te wennen aan de versterking van uw hoortoestellen.

Zo profiteert nog meer van uw Beltone hoortoestellen:

- Draag de hoortoestellen regelmatig om eraan te wennen.
- Het kost tijd om te wennen aan hoortoestellen. Maak een schema om aan uw hoortoestellen te wennen. Vraag zo nodig uw hoorspecialist om advies.
- Raakt u al wat meer gewend aan uw hoortoestellen? Draag ze dan langer achter elkaar in verschillende luistersituaties.

Het duurt soms wel een paar maanden voordat uw hersenen helemaal gewend zijn alle 'nieuwe' geluiden om u heen. Volgt u bovenstaande tips op, dan kunnen uw hersenen geleidelijk versterking leren interpreteren. Zo ervaart u nog meer voordeel van uw hoortoestellen van Beltone.

4 Verklaring

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van de IC-regels.

Gebruik is alleen toegestaan als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet. Dit apparaat:

1. mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die het apparaat niet goed meer laat werken.



OPMERKING: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig met deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als het apparaat niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt geplaatst en gebruikt, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt, bijvoorbeeld bij radio- of televisieontvangst, wat is vast te stellen door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie op te heffen aan de hand van één van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten
- Dit apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger
- De verkoper of een ervaren radio-/televisiemonteur raadplegen
- Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Deze producten voldoen aan de volgende wettelijke vereisten:

- In de EU: het toestel voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD)
- Hierbij verklaart Beltone A/S dat de radioapparatuurtypes LXR45 IS voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU
- De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internet-adres:
www.beltone-hearing.com/en/declarations
- In de Verenigde Staten: FCC CFR 47 deel 15, subonderdeel C
- In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende landen de landelijk geldende vereisten
- In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd conform de regels van ISED
- Voldoet aan de Japanse Radiowet en Japanse telecommunicatiewetgeving. Dit toestel is toegekend conform de Japanse radiowet (電波法) en de Japanse telecommunicatie bedrijfswet (電気通信事業法). Dit toestel mag niet aangepast worden (anders wordt het toegekende bestemmingsnummer ongeldig).

Mini Receiver In-Het-Oor (RIE) hoortoestellen van het type **LXR45** met FCC ID: X26LXR45, IC-nummer 6941C-LXR45 zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

AMZ1763-DRWC AMZ963-DRWC AMZ663-DRWC

Bovenstaande identificatienummers voor toestelmodellen staan op de binnenkant van het hoortoestel.

Hoortoesteloplader van type **C-1** is verkrijgbaar in de volgende varianten:
Beltone Amaze hoortoesteloplader



5 Inhoud

1	Inleiding	3	7.6.1	Waarschuwing accu bijna leeg wanneer verbonden met draadloze accessoires	25	14	Tinnitus Breaker Pro-module	37	17	Waarschuwingen Auto-Phone	47
2	Functie van uw hoortoestellen	4	8	Telefoongebruik	26	14.1	Indicatie voor gebruik van de TBP-module	38	17.1	Voorzorgsmaatregelen Auto-Phone	47
3	Wennen aan versterking.....	4	8.1	Auto-Phone.....	26	14.2	Gebruikersinstructies voor TBP	38	18	Accuwaarschuwingen voor hoortoestellen en van hoortoesteloplader	48
4	Verklaring	5	8.1.1	Plaatsen van de Auto-Phonemagneet	27	14.2.1	Beschrijving van het toestel	38	19	Waarschuwingen oplader	48
5	Inhoud	8	8.1.2	Zo gebruikt u Auto-Phone	28	14.2.2	Werking van het toestel	38	20	Wat u van uw hoortoestel kunt verwachten.....	49
6	Beschrijving van uw hoortoestellen	10	8.2	Vliegtuigmodus (optioneel).....	28	14.2.3	Het wetenschappelijke concept dat de basis voor het toestel vormt	40	21	Bedoeld gebruik van smartphone-apps ..	49
6.1	Uw hoortoestel - RIE	10	9	Eartips vervangen	29	14.2.4	TBP-volumebediening	40	22	Waarschuwingen voor hoorspecialisten ...	49
6.2	Hoortoesteloplader.....	11	9.1	Standaard eartips.....	29	14.2.5	TBP gebruiken met smartphone-apps.....	41	23	Waarschuwingen voor hoorspecialisten (alleen VS)	50
6.3	Het linker- en rechertoestel herkennen	12	9.2	Tulpvormige eartips	30	14.3	Technische specificaties	41	24	Belangrijk voor nieuwe gebruikers van hoortoestellen (alleen VS).....	51
7	Van start	13	9.3	De receiver	31	14.3.1	Signaalverwerkingstechnologie.....	41	24.1	Kinderen met gehoorverlies (alleen VS).....	52
7.1	Uw hoortoestellen opladen.....	13	10	Dagelijks onderhoud	31	14.3.2	Beschikbare geluiden	41	25	Technische specificaties	54
7.2	De hoortoesteloplader laden	15	10.1	Reinigen oorstukjes	32	14.3.3	Voorgescreven gebruik van een hoortoestel met Tinnitus Breaker Pro.....	42	26	Problemen oplossen	58
7.3	Inschakelen/uitschakelen	17	10.2	De receiverslangetjes en eartips reinigen ...	32	14.3.4	Belangrijk voor nieuwe gebruikers van Tinnitus Breaker Pro.....	43	26.1	Veelgestelde vragen Lithium-ionaccu.....	62
7.3.1	Vertraagde inschakeling	17	10.3	Oorsmeerfilters vervangen.....	33	14.4	Waarschuwingen Tinnitus Breaker Pro	43	27	Garanties en reparaties	64
7.4	Hoortoestel plaatsen/uitnemen.....	4	10.4	De hoortoesteloplader reinigen.....	34	14.4.1	Voorzorgsmaatregelen Tinnitus Breaker Pro.....	44	28	Temperatuurtest, transport en bewaarinformatie	64
7.4.1	Receiver met eartip plaatsen	18	10.5	Onderhoud.....	34	14.4.2	Tinnitus Breaker Pro waarschuwing voor hoorspecialisten	44	29	Advies	65
7.4.2	Receiver verwijderen	18	11	Draadloze accessoires	35	15	Algemene waarschuwingen	45	30	Kennisgeving.....	66
7.4.3	Oorstukje plaatsen	19	11.1	Beltone hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch (optioneel)	36	16	Algemene voorzorgsmaatregelen - draadloze hoortoestellen	47			
7.4.4	Oorstukje uitnemen	18	12	Gebruik van smartphone-apps	36						
7.4.5	Sportbocht.....	20	12.1	Beltone Amaze gebruiken met smartphone apps (optioneel).....	36						
7.5	Bediening van het hoortoestel	21	13	Beltone Remote Care (optioneel)	37						
7.5.1	Drukknop	21									
7.5.2	Indicator met ledlampjes	24									
7.6	Waarschuwing accu bijna leeg	24									

6 Uw hoortoestellen leren kennen



6.1 Uw hoortoestel - RIE

1. Drukknopje
2. Receiver
3. Open eartip
4. Receiverslangetje
5. LED-indicatielampje
6. Microfoonopeningen
7. Markering links/rechts
8. Serienummer en model
9. Sportbocht
10. Tulpvormige eartip
11. Gesloten eartip
12. RIE-oorstukje
13. Low Power (LP) receiver
14. Medium Power (MP) receiver
15. High Power (HP) receiver
16. Ultra Power (UP) receiver




6.2 Hoortoesteloplader


1. Laadstation hoortoestel
2. Ruimte voor receiver
3. Accu-indicator hoortoestel
4. Indicator voor links (blauw)
5. Indicator voor rechts (rood)
6. Indicator acculader
7. Laadkabel
8. Micro-USB-poort voor oplader



6.3 Het linker- en rechertoestel herkennen

Heeft u twee hoortoestellen, dan zijn de instellingen voor uw linkeroor waarschijnlijk anders dan die voor uw rechteroor. Verwissel ze niet. Het linker hoortoestel heeft een blauwe markering en het rechter hoortoestel heeft een rode markering.




 LET OP: uw hoorspecialist kan uw hoortoestellen voor u markeren met een kleurcode. Links is blauw en rechts is rood.

7 Van start

Laad uw hoortoestellen voor gebruik eerst volledig op.

7.1 Uw hoortoestellen opladen




1. Steek de meegeleverde voedingsadapter in het stopcontact en plug de oplaadkabel in de hoortoestelloplader.




2. Plaats beide hoortoestellen in de laadstations. Het rechter hoortoestel moet aan de kant met de rode stip, het linker hoortoestel aan de kant met de blauwe stip. De receivers plaatst u in de ruimte voor de receivers.


Is er een sportbocht aan de receiver bevestigd? Wees dan voorzichtig met het plaatsen van het hoortoestel.

 LET OP: Zorg dat uw hoortoestellen droog zijn voordat u ze in de lader plaatst.

1. Tijdens het laden knipperen de ledlampjes op het hoortoestel totdat het hoortoestel volledig is opgeladen. Het ledlampje stopt pas met branden als u het hoortoestel uit de lader haalt.
2. De vijf ledlampjes aan de voorkant van de lader tonen het accuniveau van de hoortoestellen. Plaatst



Knipperen tijdens het laden




Blijven branden tot u de hoortoestellen verwijdert

of verwijdert u de hoortoestellen, dan geven de ledlampjes het accuniveau aan van het hoortoestel met het laagste accuniveau. Na 10 seconden gaan de ledlampjes uit, maar het opladen van de hoortoestellen gaat gewoon door.


3. Tijdens het opladen tonen de ledlampjes op de oplader de accustatus. De hoortoestellen zijn binnen 3 uur volledig opgeladen.

Accu-indicatoren hoortoestel

Ledlampjes	Accuniveau
●	0-20%
● ●	20-40%
● ● ●	40-60%
● ● ● ●	60-80%
● ● ● ● ●	80-100%



7.2 De hoortoesteloplader laden




1. Steek de meegeleverde voedingsadapter in het stopcontact en steek de micro-USB in de hoortoesteloplader.


De drie ledlampjes aan de achterkant van de hoortoesteloplader tonen het accuniveau van de oplader. Eén knipperend rood lampje betekent dat het accuniveau laag is. Laad in dat geval de oplader weer op. Bij drie groene lampjes is hij volledig opgeladen.

Een volledig opgeladen hoortoesteloplader kan een hoortoestel ten minste 3 keer volledig opladen. Daarna moet u hem weer opladen.

Ledlampjes	Accuniveau
●	Ledlampje knippert rood. Minder dan 10% voeding.
●	10 - 33% opgeladen
●●	33 - 66% opgeladen
●●●	66 - 100% opgeladen



 **VOORZORGSMAATREGELEN: GEBRUIK OM VEILIGHEIDSREDELEN ALLEEN DE LADER DIE DOOR BELTONE IS MEEGELEVERD.**


 **LET OP:** gebruikt u de hoortoesteloplader voor de eerste keer, laad hem dan minimaal 3 uur op. Ook wanneer het indicatielampje al eerder aangeeft dat de accu volledig is opgeladen.


 **LET OP:** het is veilig om de lader 's nachts aangesloten te laten – de batterijen in de lader van de hoortoestellen en de hoortoestellen kunnen niet overladen worden.

7.3 Inschakelen/uitschakelen

De hoortoestellen worden automatisch ingeschakeld als u ze uit de oplader haalt. U kunt ze ook met de drukknoppen in- en uitschakelen.

1. Inschakelen: druk 5 seconden op de drukknop.
2. Uitschakelen: druk 5 seconden op de drukknop.




 **LET OP:** als u de hoortoestellen inschakelt, gaan de ledlampjes branden. Als u de hoortoestellen uitschakelt knipperen de ledlampjes drie keer.

 **LET OP:** als de oplader niet in het stopcontact zit schakelen de hoortoestellen na 24 uur uit. Als de oplader geen energie meer heeft, worden de hoortoestellen uitgeschakeld. Druk de drukknop gedurende 5 seconden in om de hoortoestellen in te schakelen.

7.3.1 Vertraagde inschakeling

Vertraagde inschakeling vertraagt de inschakeltijd van uw hoortoestellen. Zo heeft u meer tijd om ze in te doen nadat u ze uit de lader heeft gehaald. U hoort gedurende de opstarttijd iedere seconde een toon (5 keer of 10 keer).

 **LET OP:** wilt u dat uw hoortoestellen direct inschakelen? Vraag dan of uw hoorspecialist vertraagde inschakeling voor u uitschakelt.

7.4 Hoortoestel plaatsen/uitnemen

7.4.1 Receiver met eartip plaatsen

1. Hang het toestel over uw oor.
2. Neem het uiteinde van het receiverslangetje, bij de eartip, tussen duim en wijsvinger en plaats het voorzichtig in de gehoorgang.
3. Druk de eartip diep genoeg in de gehoorgang, het receiverslangetje mooi aansluit op de huid (controleer dit met een spiegel).



VOORZORGSMAATREGELEN: PROBEER NOOIT DE VORM VAN HET HOORTOESTEL, DE OORSTUKJES OF DE RECEIVERSLANGETJES AAN TE PASSEN.



LET OP: om fluittonen te voorkomen, is het belangrijk dat u het receiverslangetje en de eartip correct plaatst. Zie voor andere oorzaken van fluiten de gids voor het oplossen van problemen.

7.4.2 Receiver verwijderen

1. Houd het receiverslangetje met uw duim en wijsvinger vast in de buurt van de receiver.
2. Trek voorzichtig om de receiver te verwijderen.


7.4.3 Oorstukje plaatsen

1. Neem het oorstukje tussen duim en wijsvinger, met de 'punt' richting uw gehoorgang.
2. Druk nu het oorstukje verder in uw gehoorgang met een voorzichtige, draaiende beweging.
3. Zorg dat de hoortoestellen goed achter het oor zitten.

Het hoortoestel is juist geplaatst als het stevig maar comfortabel in uw oor zit.



Schuif en draai het oorstukje helemaal in uw gehoorkanaal.




Plaats het oorstukje zo, dat het achter de huidplooi boven de gehoorgang valt.



Zorg dat het hoortoestel goed achter uw oor zit.



VOORZORGSMAATREGELEN: PROBEER NOOIT ZELF DE VORM VAN UW HOORTOESTEL, OORSTUKJE OF SLANGETJE TE VERANDEREN.

-  OPMERKING: trek uw oorschelp voorzichtig iets naar achteren en omhoog om het plaatsen te vergemakkelijken.
OPMERKING: Door oefening zult u de manier ontdekken die u het meest gemakkelijk vindt.

7.4.4 Oorstukje verwijderen


1. Neem het hoortoestel achter uw oor vandaan.
2. Pak met duim en wijsvinger het oorstukje of het verwijderkoordje vast (niet het hoortoestel of het slangetje).
3. Trek en beweeg het oorstukje voorzichtig heen en weer om het uit het oor te nemen.


7.4.5 Sportbocht


Soms werkt het hoortoestel zich uit het oor, bijvoorbeeld bij een lichamelijke activiteit. Om dit te voorkomen kan uw hoorspecialist een sportbocht aan de receiver bevestigen.

Een hoortoestel met sportbocht plaatsen:

1. Plaats het hoortoestel zoals gewoonlijk.
2. Plaats de sportbocht in de oorschelp.

-  VOORZORGSMATREGELEN: zorg dat u de slangetjes van de receiver niet ombuigt als u de hoortoestellen in het laadstation plaatst.

-  LET OP: sportbochten worden in de loop van de tijd stijf of broos en kunnen verkleuren. Neem contact op met uw hoorspecialist om uw sportbocht te laten vervangen

-  OPMERKING: de sportbocht is verkrijgbaar in drie verschillende maten: L (Low Power), M (Medium Power) en H (High Power). Zie pagina 2 voor de afmetingen van de receiver.
LET OP: uw audicien helpt u graag met het vervangen van uw sportbocht.

7.5 Bediening van uw hoortoestel

De hoortoestellen starten altijd in programma 1, met een vooraf ingesteld volume.

7.5.1 Drukknop

Met de drukknop bedient u de functies die uw hoorspecialist in uw hoortoestel heeft geprogrammeerd.


De drukknop kan vier verschillende functies hebben:


Kort drukken: programma wiizigen

1 sec. indrukken: start streamen

5 sec. indrukken: aan/uit

9 sec. indrukken: vliegtuigmodus inschakelen



 **OPMERKING:** de functies bij kort indrukken en 1 seconde indrukken stelt de hoorspecialist tijdens de aanpassing voor u in. De functies van 5 en 9 seconden indrukken kunnen niet worden gewijzigd.

Standaard kunt u met de drukknop tot vier luisterprogramma's en drie draadloze accessoireprogramma's gebruiken.

1. Als u de drukknop kort indrukt (piepton) kunt u schakelen tussen programma's. U hoort dan een of meer pieptonen. Het aantal pieptonen geeft aan welk programma is geselecteerd (een piepton = programma 1, twee pieptonen = programma 2, etc.).
2. Houdt u de drukknop 1 seconde ingedrukt (korte melodie), dan activeert u het streamingprogramma. Als uw hoortoestellen aan meer dan één draadloze accessoire zijn gekoppeld, drukt u nogmaals één seconde om door te schakelen naar de volgende accessoire. Met een korte druk beëindigt u het streamen en schakelt uw hoortoestel naar het programma dat voor het streamen al ingeschakeld was.
3. Houd de drukknop 5 seconden ingedrukt: uw hoortoestel schakelt IN of UIT.
4. Houd de drukknop 9 seconden ingedrukt: de vliegtuigmodus wordt ingeschakeld. (Ga voor meer informatie naar Vliegtuigmodus in paragraaf 8.2).

Als u de hoortoestellen uitschakelt en dan weer inschakelt, keren ze altijd terug naar de standaardinstelling (programma 1 en vooraf ingesteld volume).

Uw hoorspecialist kan de drukknop zo configureren dat u zowel kunt gebruiken om het volume als de luisterprogramma's mee te regelen.

Indien nodig kan uw audicien de standaardinstellingen voor de drukknop wijzigen en de volgende tabel met de nieuwe instellingen invullen:

Drukknop	Standaardinstelling	Nieuwe instelling	Nieuwe instelling
Kort indrukken	Programma's wijzigen		
1 seconde indrukken	Streaming activeren		

 **OPMERKING:** voor het gemak kunt u uw hoortoestellen bedienen met behulp van de Beltone HearMax app of de Beltone Remote Control 2 bedienen.

7.5.2 Indicator met ledlampje

Uw hoortoestel geeft geluids-en lichtsignalen als u van programma wisselt of het in- of uitschakelt.

Activiteit	Lampje
Inschakelen (5 seconden indrukken)	Knippert
Uitschakelen (5 seconden indrukken)	Knippert drie keer
Vliegtuigmodus inschakelen (optioneel)	Knippert vier keer dubbel

Vliegtuigmodus betekent geen draadloze communicatie - niet tussen de hoortoestellen en niet tussen en uw smartphone of draadloze accessoires.

7.6 Waarschuwing accu bijna leeg

Als de resterende energie van de accu te laag wordt, verlaagt uw hoortoestel het volume. Elke 15 minuten laat het toestel een melodietje horen, totdat de accu leeg is. De toestellen worden dan uitgeschakeld.

7.6.1 Waarschuwing accu bijna leeg, wanneer verbonden met draadloze accessoires

De accu's gaan sneller leeg als u gebruik maakt van draadloze functies zoals streaming met uw smartphone of televisie met Beltone Direct TV Link 2.

Naarmate de accu's leger raken, stoppen de verschillende draadloze functies met werken. Een kort melodietje geeft aan dat de accuspanning te laag is.

In onderstaande tabel ziet u hoe de functionaliteit verandert als de accu's leeg raken


Accuniveau	Signaal	Hoortoestel	Afstandbediening	Streaming
volledig opgeladen		✓	✓	✓
Laag		✓	✓	x
Hoortoestel laden		✓	x	x

U controleert de accustatus door het hoortoestel in de oplader te plaatsen (zie pagina 14). Ook de Beltone HearMax-app laat zien hoe vol uw accu nog is.

8 Telefoongebruik

Telefoneren terwijl u uw hoortoestel draagt, vergt vaak enige oefening. De volgende adviezen kunnen u helpen bij het voeren van een telefoongesprek:

1. Houd de telefoon tegen uw oor zoals u gewend bent, of houd de telefoon dichtbij de microfoon van het hoortoestel. Dit is afhankelijk van wat voor u het beste werkt.
2. Hoort u fluittonen, houd de telefoon dan even in dezelfde positie. Zo kan het hoortoestel zich aanpassen en stopt het fluiten.
3. U kunt de telefoon ook iets verder van uw oor om het fluiten te stoppen.

 **OPMERKING:** afhankelijk van uw wensen kan uw hoorspecialist een programma activeren dat speciaal geschikt is voor telefoneren.

8.1 Auto-Phone

Als u een magneet op de hoorn plaatst, schakelen uw hoortoestellen automatisch naar het telefoonprogramma zodra de hoorn vlakbij uw hoortoestel is.

Als u de telefoon bij uw oor weghaalt, schakelt het hoortoestel terug naar het laatst gebruikte luisterprogramma


 **OPMERKING:** uw hoorspecialist kan Auto-Phone voor u activeren in de hoortoestellen.

8.1.1 De Auto-Phone-magneet plaatsen


Volg deze stappen om de Auto-Phonemagneet correct te plaatsen:



Reinig de telefoon grondig.



Verwijder het folie van de magneet.



Plaats de magneet net onder het speakertje.




WAARSCHUWING: NEEM CONTACT OP MET EEN ARTS ALS DE MAGNEET WORDT INGESLIKT.



LET OP: uw hoorspecialist kan PhoneNow voor u activeren..
LET OP: dek de speakeropeningen niet af met de magneet.
LET OP: als Auto-Phone niet naar tevredenheid werkt, kan het verplaatsen van de magneet het gebruiksgemak en comfort tijdens het gesprek verbeteren.
LET OP: als uw hoortoestellen niet altijd naar het Auto-Phoneprogramma schakelen, kunt u de magneet verplaatsen of een extra magneet op de telefoon aanbrengen.
LET OP: gebruik alleen aanbevolen reinigingsmiddel om de telefoon te reinigen

8.1.2 Zo gebruikt u Auto-Phone

1. Breng de telefoon naar uw oor in de buurt van het hoortoestel.
2. Als u een kort melodietje hoort, is het telefoonprogramma actief.

 LET OP: in het begin moet u even uitvinden hoe u de telefoon moet houden om Auto-Phone goed te laten functioneren én om goed te verstaan.

 LET OP: als u twee hoortoestellen hebt waarvan de Auto-Phone -functionaliteit is ingeschakeld, wordt het volume in het hoortoestel dat niet aan de telefoon is, automatisch zachter gezet.

8.2 Vliegtuigmodus (optioneel)

 WAARSCHUWING: wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar RF-zenders verboden zijn, moet u alle draadloze functionaliteiten uitschakelen.

Als u de vliegtuigmodus wilt gebruiken, moet deze geactiveerd zijn door uw hoorspecialist.

Volg onderstaande stappen om de vliegtuigmodus in te schakelen:

1. Schakel het hoortoestel uit.
2. Druk de knop 9 seconden in.
3. Het ledlampje op uw hoortoestel knippert nu vier keer dubbel. In uw oren hoort u tien seconden lang dubbele piepjes (♪♪♪♪ etc.) die aangeven dat uw hoortoestel in vliegtuigmodus staat.

Volg deze stap om de vliegtuigmodus uit te schakelen:

1. Zet de hoortoestellen uit en dan weer aan.

 LET OP: het is nodig om beide hoortoestellen afzonderlijk in de vliegtuigmodus te zetten, ook als de synchronisatie is ingeschakeld.

9 Eartips plaatsen


We raden u aan om te vragen of uw hoorspecialist wil laten zien hoe u de eartips vervangt. Bij onjuiste plaatsing kunnen de eartips in uw oor achterblijven als u het hoortoestel uitneemt.

 VOORZORGSMATREGELEN: gebruik alleen originele accessoires van Beltone, zoals slangetjes en eartips.

9.1 Standaard eartips

Volg deze stappen om open of gesloten eartips te plaatsen:

1. Duw de nieuwe eartip over de randjes van de receiver.
2. Controleer of de nieuwe eartip correct bevestigd is.




9.2 Tulpvormige eartips

Bevestig de tulpvormige eartip door hem over het uiteinde van de receiver te duwen. Deze eartip bestaat uit twee 'bladeren'.

Volg deze stappen om de eartips te bevestigen:

1. Druk met uw vinger het grootste 'blad' weg van het slangetje: het grote 'blad' buigt naar voren.
2. Druk de nieuwe tulpvormige eartip over de rand.
3. Vervolgens duwt u het grootste blaadje terug, bovenop het kleine blaadje. Het grootste blad moet het buitenste blad zijn.



LET OP: controleer of de nieuwe eartip correct bevestigd is.

9.3 De receiver

In het receiverslangetje zit een snoertje dat het hoortoestelsignaal doorgeeft aan de receiver in het oor. Het is belangrijk dat het slangetje en de eartip (of het oorstukje) goed in uw oor passen. Als zij irriteren waardoor u uw hoortoestel niet graag draagt, neem dan contact op met uw hoorspecialist.


Probeer nooit zelf de vorm van het slangetje aan te passen. Het receiverslangetje en de eartip (of het oorstukje) moeten regelmatig worden schoongemaakt.

10 Dagelijks onderhoud

Houd uw hoortoestel schoon en droog. Maak de hoortoestellen dagelijks schoon met een zachte doek of tissue. Zijn de microfooningangen verstopt, borstel er dan voorzichtig overheen met een klein, schoon borsteltje.



WAARSCHUWING: DRUK DE HAREN VAN HET BORSTELTJE NIET IN DE MICROFOONINGANG. DIT BESCHADIGT DE MICROFOON.



! VOORZORGSMAATREGELEN: GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF ANDERE OPLOSMIDDELEN OM UW HOORTOESTELLEN TE REINIGEN. DIT BESCHADIGT DE BESCHERMLAAG.

10.1 Oorstukjes reinigen

1. Gebruik een zachte, droge doek om het RIE-oorstukje schoon te vegen.

10.2 De receiverslangetjes en eartips reinigen

Reinig het luidsprekerslangetje en de eartip regelmatig.


1. Gebruik een vochtige doek om het receiverslangetje en de eartip te reinigen.

i LET OP: gebruik geen stromend water als u de receiverslangetjes of eartips reinigt.


i LET OP: receiverslangetjes kunnen in de loop der tijd stijf, broos of verkleurd raken. Neem contact op met uw hoorspecialist om ze te vervangen.

10.3 Oorsmeerfilters vervangen


Als u een eartip draagt, verwijder hem dan voordat u de procedure gaat uitvoeren.



Verpakking met acht stafjes om oorsmeerfilters te verwijderen en te plaatsen.




Plaats de puntige zijde van het stafje in het oude oorsmeerfilter.




Trek het oorsmeerfilter er langzaam recht uit.


Aan de ene kant van het instrumentje zit een puntje om het gebruikte filter te verwijderen. Aan de andere kant zit een vervangend wit filter. Volg de stappen hierboven en hieronder om de nieuwe oorsmeerfilters te plaatsen:



Plaats nu de andere kant met het nieuwe filter in de geluidsuitgang.



Druk het nieuwe filtertje voorzichtig recht in de geluidsuitgang tot hij niet verder kan.



Trek het stafje recht naar buiten: het nieuwe oorsmeerfilter blijft zitten. Plaats de eartip weer terug of vervang hem door een nieuwe.



OPMERKING: soms moet u het instrumentje een beetje draaien om het plaatsen en uitnemen eenvoudiger te maken.

10.4 De hoortoesteloplader reinigen

1. Reinig de buitenkant van de oplader met een droge, schone doek.
2. Reinig de ruimtes voor de receiver en de laadstations met een schoon wattenstaafje.



LET OP: gebruik geen vloeistof om de lader van de hoortoestellen te reinigen.

10.5 Onderhoud

Volg onderstaande de instructies voor een langere levensduur van uw hoortoestellen.

1. Houd uw hoortoestellen droog en schoon.
2. Veeg de buitenkant na gebruik af met een zachte, droge doek om vet of vocht te verwijderen.
3. Draag uw toestellen niet tijdens het aanbrengen van cosmetica, zoals parfum of aftershave, haarlak en zonnebrandmiddel. Uw hoortoestel kan hierdoor verkleuren of beschadigen.
4. Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen.
5. Laat uw hoortoestellen niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht liggen, zoals in een hete auto. Overmatige warmte kan het toestel beschadigen of de behuizing vervormen.
6. Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen, zwemmen, bij zware regen of in een stoombad of sauna.

11 Draadloze accessoires

Beltone biedt een reeks naadloos op elkaar afgestemde draadloze accessoires. Hiermee kunt u de hoortoestellen bedienen en geluiden zoals spraak en muziek in hoge stereo geluidskwaliteit naar de hoortoestellen streamen.

Hieronder vind u een lijst van beschikbare draadloze accessoires:

De Beltone Direct TV Link 2 zendt geluid vanaf uw tv, stereo, pc of andere geluidsbron rechtstreeks naar uw hoortoestellen, op een voor u aangenaam geluidsniveau.

Met de Beltone Direct Afstandsbediening 2 wijzigt u het volume en de programma-instellingen van uw hoortoestellen en kunt u al uw instellingen bekijken op het display.

Met de Beltone Direct Phone Link 2 streamt u telefoongesprekken en stereogeluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen. Daarnaast doet hij dienst als eenvoudige afstandsbediening.

De Beltone myPAL Micro is een microfoon die uw gesprekspartner op zijn of haar kleding draagt. Hij verbetert het spraakverstaan in rumoerige omgevingen aanzienlijk.

Beltone myPAL Pro werkt net zoals de Micro Mic én u kunt hem gebruiken als tafelmicrofoon, bijvoorbeeld in een vergadering. Verbind hem draadloos met ringleiding- en FM systemen. Via de mini-jack koppelt u hem aan een tv, computer of andere geluidsbron voor het streamen van geluid.



LET OP: vraag uw hoorspecialist naar meer informatie over alle draadloze accessoires van Beltone. LET OP: gebruik voor de draadloze functionaliteit alleen de Beltone draadloze accessoires. Informatie over bv. koppelen vindt u in de handleiding van de betreffende draadloze accessoire.

11.1 Beltone Amaze hoortoestellen gebruiken met iPhone, iPad en iPod touch (optioneel)

Beltone Amaze hoortoestellen zijn Made for iPhone en maken directe communicatie mét en bediening vaná een iPhone, iPad of iPod touch mogelijk.



OPMERKING: wilt u ondersteuning om deze apparaten te koppelen en te gebruiken in combinatie met uw Beltone hoortoestellen? Neem dan contact op met uw hoorspecialist of ga naar www.beltone.com.

12 Gebruik van smartphone-apps

12.1 Beltone Amaze hoortoestellen gebruiken met smartphone apps (optioneel)

- Meldingen van app-updates mogen niet worden uitgeschakeld.
- Installeer altijd de updates, om te zorgen dat de app correct blijft werken en altijd is bijgewerkt.
- De apps mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en alleen in combinatie met Beltone-toestellen. Beltone aanvaardt geen aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt voor andere toestellen.
- Als u graag een gedrukte versie van de gebruikershandleiding van een smartphone app wilt, vraag deze dan bij uw hoorspecialist, ga naar www.beltone.com, of vraag hem aan bij customer service.



LET OP: wilt u deze apparaten koppelen en gebruiken met uw Beltone hoortoestellen? Neem voor hulp contact op met uw hoorspecialist of ga naar www.beltone.com.

LET OP: heeft u een smartphone met Bluetooth, dan kunt u de Beltone Phone Link 2 gebruiken om te telefoneren via uw hoortoestellen.

13 Beltone Remote Care (optioneel)

Maakt u gebruik van Beltone Remote Care voor uw hoortoestellen, dan kunt u uw hoortoestellen op afstand laten bijstellen, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. U heeft alleen maar een smartphone met internet nodig. Dit geeft u ongekende vrijheid en maakt u zeer flexibel:

1. Verzoek om bijstelling van uw hoortoestellen op afstand, zodat ze nog beter aan uw wensen voldoen.
2. Houd uw hoortoestellen altijd up-to-date met de nieuwste software, zodat u altijd optimaal van uw hoortoestellen profiteert.



LET OP: uw hoortoestellen worden tijdens het installatie- en updateproces uitgeschakeld.

LET OP: zorg ervoor dat uw hoortoestellen verbonden zijn met Beltone HearMax app en in de buurt van de iPhone of Android smartphone liggen voordat u de wijzigingen doorvoert

LET OP: Beltone Remote Care werkt alleen als u een smartphone met internettoegang heeft.

LET OP: uw hoorspecialist geeft u graag meer informatie over hoe Beltone Remote Care werkt in combinatie met de Beltone HearMax app.

14 Tinnitus Breaker Pro-module

Uw Beltone hoortoestellen hebben een Tinnitus Breaker Pro module (TBP) hebben. Dit is een module voor het genereren van geluiden voor tinnitusbeheerprogramma's, ter verlichting van tinnitus. De TBP genereert geluiden die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en aan de specifieke therapeutische wensen zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of audicien.

Afhankelijk van het geselecteerde hoortoestelprogramma en de omgeving waarin u zich bevindt, hoort u soms een therapeutisch geluid dat lijkt op een voortdurende of fluctuerende ruis/toon.

14.1 Bedoeld gebruik van de TBP-module

De Tinnitus Breaker Pro-module is een instrument dat geluiden genereert die gebruikt worden in een tinnitusbehandelprogramma om tinnitusklachten te verminderen. Het product is voornamelijk bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder, maar kan ook gebruikt worden voor kinderen van 5 jaar of ouder.

De Tinnitus Breaker Pro-module is bedoeld voor hoorspecialisten die patiënten met tinnitus behandelen, alsmede conventionele gehoorandoeningen. De instelling van de Tinnitus Breaker Pro moet uitgevoerd worden door een hoorspecialist die deelneemt aan een tinnitusbehandelprogramma.

14.2 Gebruikersinstructies voor de TBP-module

14.2.1 Beschrijving van het apparaat

De Tinnitus Breaker Pro-module (TBP) is een softwaremodule die geluiden genereert voor tinnitusbeheerprogramma's om verlichting te bieden bij tinnitus.

14.2.2 Werking van het toestel

De TBP-module is een ruisgenerator. Geluidsniveau en de frequentie-eigenschappen kunnen worden aangepast aan de specifieke therapeutische behoeften zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of audicien.

Modulatie-niveau en snelheid kunnen ook aangepast worden aan uw wensen en behoeften. Met een extra optie die uw hoorspecialist kan activeren kunt u vooringestelde natuurgeluiden selecteren, zoals het geluid van brekende golven.

Heeft u twee draadloze hoortoestellen met ear-to-ear synchronisatie, dan kan uw hoorspecialist deze functie inschakelen, om ervoor te zorgen dat de Tinnitus Breaker Pro het geluid in beide hoortoestellen synchroniseert.

Als u alleen in stille omgevingen last heeft van tinnitus, kan uw hoorspecialist de TBP-module zo instellen dat deze alleen hoorbaar is in die omgevingen. Het volume kan worden bijgesteld met de volumeregelaar. Uw hoorspecialist zal samen met u bepalen of een volumeregelaar nodig is.

Heeft u twee draadloze hoortoestellen waarvan de ear-to-ear synchronisatie geactiveerd is, dan kan uw hoorspecialist omgevingsgestuurde synchronisatie inschakelen. Het TBP-volume wordt automatisch synchronisch in beide toestellen aangepast afhankelijk van het omgevingsgeluid.

Verder is het mogelijk om met de volumeregelaar van het hoortoestel het ruisniveau aan te passen terwijl de omgevingssturing actief is.

14.2.3 Het wetenschappelijke concept dat de basis voor het toestel vormt

De TSG-module biedt geluidsverrijking met als doel het tinnitusgeluid te omgeven met een neutraal geluid dat eenvoudig te negeren is. Geluidsverrijking is een belangrijk onderdeel van de meeste methoden voor tinnitusbeheer, zoals Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Om gewend te raken aan tinnitus moet die hoorbaar zijn. Het ideale niveau van de TSG-module moet daarom zo ingesteld worden dat het mengt met de tinnitus, zodat u zowel de tinnitus als het gebruikte geluid kunt horen.

In de meeste gevallen kan de TSG-module ook ingesteld worden om het tinnitusgeluid te maskeren, voor tijdelijke verlichting door een prettigere en regelbare geluidsbron.

14.2.4 TBP-volumebediening

De geluidsgenerator is door de hoorspecialist ingesteld op een specifiek geluidsniveau. Als u de geluidsgenerator inschakelt, staat het volume op deze optimale instelling. Daarom hoeft u het volume (geluid) waarschijnlijk niet handmatig te wijzigen.

Het is ook mogelijk om het volume naar uw eigen wens te regelen. De volumeregelaar is een extra optie in de TBP-module om het outputniveau van de geluidsgenerator bij te stellen.

14.2.5 TBP gebruiken met smartphone apps

U kunt de Tinnitus Breaker Pro bedienen met de drukknoppen op uw hoortoestel. U kunt dit uitbreiden met draadloze bediening vanaf de Beltone Direct Afstandbediening 2, de Beltone Direct TelefoonLink 2 en de bedieningsapp voor TBP op uw smartphone, iPhone of tablet. Hiervoor moet uw hoorspecialist tijdens de aanpassing de TBP-functionaliteit op uw hoortoestel hebben ingeschakeld.



LET OP: om apps te kunnen gebruiken, moet het hoortoestel verbonden zijn met de iPhone, smartphone of het mobiele apparaat.

14.3 Technische specificaties

14.3.1 Signaalverwerkingstechnologie

Digitaal.

14.3.2 Beschikbare geluiden

Het witte ruissignaal kan in sterkte gemoduleerd worden met een modulatie diepte van maximaal 14 dB. Met de volgende configuraties kan het witte ruissignaal gevormd worden:

High-pass-filter:	Low-pass-filter:
500 Hz	2000 Hz
750 Hz	3000 Hz
1000 Hz	4000 Hz
1500 Hz	2000 Hz
2000 Hz	6000 Hz
-	8000 Hz

14.3.3 Voorgeschreven gebruik van een hoortoestel met Tinnitus Breaker Pro

De TBP-module mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts, audioloog of audicien. Om permanente gehoorschade te voorkomen is het maximale dagelijkse gebruik afhankelijk van het niveau van het gegenereerde geluid.

Ervaat u bijwerkingen door het gebruik van de geluidsgenerator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of toegenomen perceptie van de tinnitus? Stop dan direct met het gebruik van de geluidsgenerator en vraag om medisch advies.

De TBP-module is met name bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder, maar kan ook gebruikt worden voor kinderen van 5 jaar of ouder. Let op: kinderen en fysiek of mentaal beperkte gebruikers hebben training nodig voor het plaatsen en verwijderen van het toestel met de TBP-module. Dit kan een arts, audioloog, audicien, toezien ouder of voogd doen.

14.3.4 Belangrijk voor nieuwe gebruikers van een geluidsgenerator

Een tinnitusmaskeerder is een elektronisch apparaat dat geluid genereert, op voldoende intensiteit en bandbreedte om interne geluiden (deels) te maskeren. Hij wordt ook gebruikt als hulpmiddel bij het horen van externe geluiden en spraak.

Goede gezondheidszorg vereist dat iemand met tinnitus wordt onderzocht door een bevoegd audioloog of arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen aan het oor), voordat hij of zij een geluidsgenerator gaat gebruiken. KNO artsen zijn bevoegd en gespecialiseerd in aandoeningen van het oor.

Het doel van een medisch onderzoek is om te zorgen dat alle medisch te behandelen aandoeningen die van invloed zijn op tinnitus, ontdekt en behandeld zijn voordat het hoortoestel wordt gebruikt. De geluidsgenerator genereert geluiden die gebruikt worden na passend advies en/of bij een tinnitusbehandelprogramma, om de effecten van tinnitus te verlichten.

14.4 Waarschuwingen Tinnitus Breaker Pro

1. Geluidsgenerators mogen alleen gebruikt worden op advies van uw arts, audioloog of gecertificeerd audicien.
2. De geluidsgenerator is geen speelgoed en moet buiten bereik van iedereen (met name kinderen en huisdieren) gehouden worden die er zichzelf mee zou kunnen verwonden.
3. Geluidsgenerators kunnen bij onjuist gebruik gevaarlijk zijn.

14.4.1 Voorzorgsmaatregelen Tinnitus Breaker Pro

1. Ervaart u bijwerkingen door het gebruik van de geluidsgenerator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of toegenomen perceptie van de tinnitus? Stop dan met het gebruik van de geluidsgenerator en zoek medisch advies.
2. Met de volumeregelaar van de TBP-module wordt het outputniveau van de geluidsgenerator ingesteld. Bij kinderen of fysiek of mentaal beperkte mensen moet de volumeregelaar zo geconfigureerd worden dat het outputniveau alleen lager kan worden gezet en niet hoger.
3. Kinderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking mogen het TBP-toestel alleen onder toezicht van een volwassene dragen.

14.4.2 Tinnitus Breaker Pro waarschuwing voor hoorspecialisten

Een hoorspecialist moet, vóór het in gebruik nemen van een soundgenerator, een potentiële gebruiker doorverwijzen naar een bevoegd arts (bij voorkeur een KNO-arts).

Als hoorspecialist moet u een potentiële TBP-gebruiker direct doorverwijzen naar een bevoegd (oor)arts als u (via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie) concludeert dat de gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

1. Zichtbare aangeboren of later veroorzaakte misvorming van het oor.
2. Klachten van een loopoor in de afgelopen 90 dagen.
3. Klachten van plotseling of snel verergerend gehoorverlies in de afgelopen 90 dagen;
4. Acute of chronische duizeligheid.
5. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of in de afgelopen 90 dagen is ontstaan.
6. Audiometrisch air-bone gap gelijk aan / groter dan 15 deciBel bij 500 Hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz.

7. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
8. Pijn of vervelend gevoel in het oor.



VOORZORGSMAATREGELEN: de maximale output van de geluidsgenerator kan binnen het bereik vallen dat gehoorverlies kan veroorzaken volgens de OSHA-normen. In overeenstemming met NIOSH-aanbevelingen mag de gebruiker de geluidsgenerator niet langer dan acht (8) uur per dag gebruiken als deze is ingesteld onder 90dB SPL. Als de geluidsgenerator is ingesteld op een niveau 90dB SPL of hoger, mag de gebruiker de geluidsgenerator niet langer dan twee (2) uur per dag gebruiken. De geluidsgenerator mag NOOIT op oncomfortabele geluidsniveaus gebruikt worden.

15 Algemene waarschuwingen

1. Gebruik het hoortoestel niet als het defect is.
2. Vraag advies aan een hoorspecialist:
 - Als u denkt dat er een vreemd voorwerp in uw gehoorgang zit
 - Als u last hebt van huidirritatie
 - Als overmatig oorsmeer zich ophoopt tijdens het dragen van het hoortoestel
3. Verschillende soorten straling, bijvoorbeeld van NMR-, MRI- of CT scanners kunnen uw hoortoestellen beschadigen. Draag uw hoortoestel daarom niet tijdens deze of soortgelijke scanprocedures. Andere soorten scanners zoals inbraakalarm, bewegingsmelders, radioapparatuur, mobiele telefoons, etc., bevatten minder straling en beschadigen uw hoortoestel niet. Ze kunnen wel tijdelijk de geluidskwaliteit van uw hoortoestellen beïnvloeden of ongewenste geluiden veroorzaken. Draag uw hoortoestel niet in mijnen, olievelden of andere explosieve ruimten, tenzij deze ruimten zijn vrijgegeven voor het gebruik van hoortoestellen.

4. Laat uw toestel niet dragen door anderen. Dit kan de hoortoestellen of het gehoor van de andere persoon beschadigen. Bij kinderen en mensen met een beperking moet altijd worden toegezien op een correct gebruik. Het toestel bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Let erop dat u kinderen niet zonder toezicht achterlaat met het hoortoestel.
5. Hoortoestellen mogen alleen gebruikt worden zoals ingesteld door uw hoorspecialist. Onjuist gebruik kan leiden tot plotseling en permanent gehoorverlies.
6. Wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar RF zenders verboden zijn, moet alle draadloze functionaliteit worden uitgeschakeld.
7. Schakel de draadloze functionaliteit uit door de vliegtuigmodus te gebruiken in ruimten waar het uitstralen van radiofrequentie verboden is.



Gebruik voor de draadloze functionaliteit alleen de Beltone draadloze accessoires. Raadpleeg voor gebruik hiervan de handleiding van de betreffende draadloze accessoire.

16 Algemene voorzorgsmaatregelen - draadloze hoortoestellen

1. Als de draadloze functionaliteit is geactiveerd kunt u via digitaal gecodeerde transmissie communiceren met andere draadloze apparatuur. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving worden beïnvloed. Gebeurt dit, vergroot dan de afstand tussen het hoortoestel en desbetreffende apparatuur.
2. Gebruik voor de draadloze functionaliteit alleen de Beltone draadloze accessoires. Raadpleeg voor gebruik hiervan de handleiding van de betreffende draadloze accessoire.
3. Koppel alleen Beltone-hoortoestellen met Beltone draadloze accessoires die bedoeld en gekwalificeerd zijn voor gebruik met Beltone-hoortoestellen.

17 Waarschuwingen Auto-Phone


1. Houd magneten uit de buurt van huisdieren, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
2. Neem contact op met de huisarts als een magneet is ingeslikt.
3. De magneten die gebruikt worden om het magnetisch veld van de telefoon te versterken, kunnen invloed hebben op medische apparatuur of elektronische systemen. Houd de magneet of een telefoon daarom altijd minimaal 30 cm van pacemakers, creditcards, defibrillators en andere voor magneetveld gevoelige zaken.

17.1 Waarschuwingen Auto-Phone

1. Als u het signaal verliest of lawaai ervaart als u belt, wordt uw telefoon mogelijk te veel beïnvloed door de magneet. U kunt de Auto-Phonemagneet op een andere plek op de hoorn plaatsen.
2. Gebruik alleen de magneten die worden geleverd door Beltone

18 Accuwaarschuwingen voor hoortoestel en hoortoesteloplader

1. Zet uw hoortoestellen uit als u ze niet gebruikt. Zo spaart u de accu.
2. Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen. Hierdoor vervalt de garantie.
3. De accu is ingebouwd, dus u kunt hem niet vervangen. Gebruikt u andere accu's, dan bestaat het risico op brand, explosie of chemische verbranding. Voer oplaadbare producten af volgens lokale regels. Recycle waar mogelijk. Gooi oplaadbare producten niet weg als huishoudelijk afval en gooi ze niet in open vuur; ze kunnen exploderen.

 **WAARSCHUWING: GOOI ACCU'S NIET IN OPEN VUUR. GEBRUIKTE ACCU'S ZIJN SCHADELIJK VOOR HET MILIEU. VOER ZE AF ALS KLEIN CHEMISCH AFVAL OF BRENG ZE TERUG NAAR UW HOORSPECIALIST.**

19 Waarschuwingen hoortoesteloplader

1. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan altijd aan de stekker en nooit aan de kabel.
2. Gebruik nooit een beschadigde of niet goed gemonteerde oplader. Bij gebruik kunnen ze elektrische schokken of brand veroorzaken.
3. Haal de oplader niet uit elkaar. U loopt zo risico op gevaarlijke elektrische schokken en de garantie wordt hierdoor ongeldig.
4. Laad nooit op bij extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.
5. Laad de hoortoestellenoplader alleen op met de meegeleverde adapter.

20 Wat u van uw hoortoestellen kunt verwachten

Een hoortoestel herstelt het normale gehoor niet. Ook voorkomt of verbetert een hoortoestel geen gehoorverlies dat is ontstaan door organische omstandigheden.

Beltone raadt aan om uw hoortoestellen regelmatig te dragen. Bij onregelmatig gebruik profiteert u in de meeste gevallen niet optimaal van uw hoortoestel.

Het dragen van een hoortoestel is slechts onderdeel van uw gehoorherstel. Soms moet dit worden aangevuld met gehoortrainingen en lessen in liplezen.

21 Gebruik van smartphone-apps

De app mag alleen gebruikt worden met Beltone hoortoestellen die er voor bedoeld zijn. Beltone aanvaardt geen aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt voor andere hoortoestellen.

22 Waarschuwingen voor hoorspecialisten

1. Bij hoortoestellen waarvan het maximum geluidsniveau 132dB SPL overschrijdt (gemeten met een oorsimulator volgens IEC 60711:1981), moet u extra zorgvuldig zijn bij het aanpassen. Het risico bestaat dat het gehoor van uw klant verder beschadigt.
2. Externe apparatuur die is aangesloten op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften IEC 60601-1, IEC 60065 of IEC 60950-1, als deze van toepassing zijn (bedrade aansluitingen, bijvoorbeeld HI-PRO, SpeedLink).

23 Waarschuwing voor hoorspecialisten (alleen VS)

Als hoorspecialist moet u een potentiële gebruiker direct doorverwijzen naar een bevoegd (oor)arts als u (via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie) concludeert dat de gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

1. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
2. Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
3. Geschiedenis van plotseling of snel voortschrijdend gehoorverlies de afgelopen 90 dagen.
4. Acute of chronische duizeligheid.
5. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling of gedurende de laatste 90 dagen is ontstaan.
6. Audiometrisch air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 deciBel bij 500 Hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz.
7. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
8. Pijn of oncomfortabel gevoel in het oor.

24 Belangrijk voor nieuwe gebruikers van hoortoestellen (alleen VS)

Goede gezondheidszorg vereist dat iemand met gehoorverlies wordt onderzocht door een bevoegd arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen van het oor), voordat hij een hoortoestel gaat gebruiken.

Bevoegde artsen gespecialiseerd in aandoeningen van het oor zijn veelal KNO-artsen. Het doel van een medisch onderzoek is te zorgen dat alle medisch te behandelen aandoeningen die van invloed zijn op tinnitus ontdekt en behandeld zijn, voor het hoortoestel gebruikt wordt.

Na een medische controle geeft de arts u een schriftelijke verklaring waarin staat dat uw gehoorverlies medisch is vastgesteld en dat u in aanmerking komt voor een hoortoestel. De arts verwijst u naar een audioloog of hoorspecialist voor een gehoortest. De audioloog of hoorspecialist voert een gehoortest uit om te beoordelen hoe goed u hoort zónder en later mét hoortoestel. Aan de hand van de gehoortest kan de audioloog of hoorprofessional een hoortoestel selecteren en aanpassen aan uw individuele behoeften.

Als u twijfelt of u kunt wennen aan de versterking, kunt u vragen om een proefperiode van het hoortoestel. Veel hoorspecialisten bieden de mogelijkheid om een hoortoestel een periode te dragen tegen een vastgestelde bijdrage. Na deze periode kunt u bepalen of u het hoortoestel wilt kopen.

Federale wetgeving beperkt de verkoop van hoortoestellen alleen tot personen die een medische verklaring van een bevoegde arts hebben. De federale wetgeving schrijft voor dat een volledig geïnformeerde volwassene een afstandsverklaring mag tekenen waarin hij afziet van de medische evaluatie op religieuze of persoonlijke gronden die een onderzoek door een arts niet toestaan. Het uitoefenen van een dergelijke afstandsverklaring is niet de beste optie voor uw gezondheid en dit wordt ten zeerste afgeraden.

24.1 Kinderen met gehoorverlies (alleen VS)

Naast een bezoek aan een arts voor een medisch onderzoek, moet een kind met gehoorverlies doorverwezen worden naar een audioloog voor onderzoek en revalidatie, omdat gehoorverlies problemen kan veroorzaken bij de taalontwikkeling en het onderwijs en de sociale groei van het kind. Een audioloog is via training en ervaring gekwalificeerd om te helpen bij de evaluatie en de revalidatie van een kind met gehoorverlies.

25 Technische specificaties



RIE LP-receiver

Modellen: AMZ1763-DRWC AMZ963-DRWC AMZ663-DRWC

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	32	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max. HFA	52 46	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	113 109	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600Hz	0.5 118 0.5	%
Equivalente ingangsruijs (zonder ruisonderdrukking)		21	dB SPL
1/3 octaaf equivalente ingangsruijs (zonder ruisonderdrukking)	1600Hz	9	dB SPL
Frequentiebereik		100-9060	Hz
Verwachte gebruikstijd*		30	uur

*Verwachte gebruikstijd van de oplaadbare accu's is afhankelijk van actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, het gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

Gegevens in overeenstemming met ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015





RIE MP-receiver

Modellen: AMZ1763-DRWC AMZ963-DRWC AMZ663-DRWC

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	36	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max. HFA	58 50	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	116 113	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600Hz	0.3 0.4 117	%
Equivalente ingangsruijs (zonder ruisonderdrukking)		24	dB SPL
1/3 octaaf equivalente ingangsruijs (zonder ruisonderdrukking)	1600Hz	9	dB SPL
Frequentiebereik		100-9000	Hz
Verwachte gebruikstijd*		30	uur

*Verwachte gebruikstijd van de oplaadbare accu's is afhankelijk van actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, het gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

Gegevens in overeenstemming met ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015





RIE HP-receiver

Modellen: AMZ1763-DRWC AMZ963-DRWC AMZ663-DRWC

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	40	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max. HFA	65 57	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	120 117	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600Hz	0.3 117 0.5	%
Equivalentente ingangsruis (Ruisonderdrukking uit)		22	dB SPL
1/3 octaaf equivalente ingangsruis (zonder ruisonderdrukking)	1600Hz	10	dB SPL
Frequentiebereik IEC 60188-0: 2015		100-6750	Hz
Verwachte gebruikstijd*		30	uur

*Verwachte gebruikstijd van de oplaadbare accu's is afhankelijk van actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, het gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

Gegevens in overeenstemming met ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015





RIE UP-receiver

Modellen: AMZ1763-DRWC AMZ963-DRWC AMZ663-DRWC

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	40	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max. HFA	75 65	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max. HFA	128 124	dB SPL
Totale harmonische vervorming	500 Hz 800 Hz 1600Hz	1.0 118 0.1	%
Equivalentente ingangsruis (Ruisonderdrukking uit)		21	dB SPL
1/3 octaaf equivalente ingangsruis (zonder ruisonderdrukking)	1600Hz	9	dB SPL
Frequentiebereik IEC 60188-0: 2015		100-4920	Hz
Verwachte gebruikstijd*		30	Uren

*Verwachte gebruikstijd van de oplaadbare accu's is afhankelijk van actieve functies, het gebruik van draadloze accessoires, het gehoorverlies, leeftijd van de accu en de geluidsomgeving.

Gegevens in overeenstemming met ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015



PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Fluiten / feedback	Zijn uw hoortoestel, oorstukje of eartip correct geplaatst?	Plaats hem nogmaals.
	Staat het volume heel hoog?	Zet het volume lager.
	Is het receiverslangetje beschadigd of is het oorstukje verstopt?	Vervang het of neem contact op met uw hoorspecialist.
	Is er een voorwerp (bijv. een hoed of een telefoon) in de buurt van uw hoortoestel?	Zorg dat er meer ruimte zit tussen het toestel en het voorwerp.
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?	Raadpleeg uw arts.
Geen geluid	Staat het hoortoestel aan?	Schakel het in.
	Is het hoortoestel opgeladen?	Plaats het hoortoestel in de hoortoesteloplader.
	Is de hoortoesteloplader geladen?	Steek de stekker van de oplader in het stopcontact en steek de kabel in de hoortoesteloplader.
	Is het receiverslangetje beschadigd of is het oorstukje verstopt?	Neem contact op met uw hoorspecialist.
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?	Raadpleeg uw arts.

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Geluid is vervormd, niet helder of zwak	Is het receiverslangetje beschadigd of is het oorstukje verstopt?	Neem contact op met uw hoorspecialist.
	Is uw hoortoestel vochtig geworden?	Droog de hoortoestellen af met een droge doek en laat ze drogen.
Batterij is erg snel leeg	Stond uw hoortoestel een lange tijd aan?	Schakel uw hoortoestellen altijd uit wanneer u ze niet gebruikt, bijv. 's nachts.
	Is het hoortoestel oud?	Neem contact op met uw hoorspecialist.
Hoortoestel laadt niet op	Is het hoortoestel correct in de oplader geplaatst?	Plaats het hoortoestel opnieuw in de oplader.
	Is de hoortoesteloplader zelf opgeladen?	Steek de stekker van de oplader in het stopcontact en steek de kabel in de hoortoesteloplader.

26.1 Veelgestelde vragen over Lithium-ion accu's	
Hoe bereid ik een nieuwe accu op het eerste gebruik voor?	Er is geen voorbereiding nodig bij normaal gebruik. Laad zo nodig de hoortoestellen op in de oplader. Het accuniveau ziet u op de ledlampjes op de oplader, of via de app op uw smartphone.
Kan ik een accu beschadigen door onjuist gebruik?	Nee. De enige uitzonderingen zijn gebruik van overmatig fysiek geweld of extreme temperaturen.
Is het nodig de hoortoestellen uit de oplader te halen wanneer ze volledig geladen zijn?	Nee. U kunt uw hoortoestellen bijvoorbeeld 's nachts in de oplader laten zitten.
Moet ik de hoortoestellen volledig opladen voor gebruik?	Nee. Gedeeltelijk opladen is prima, en is niet schadelijk voor de hoortoestellen of de accu, maar door volledig laden kunt u er wel het langst gebruik van maken.
Kan ik het opladen van de hoortoestellen en van de hoortoesteloplader onderbreken?	Ja. Gedeeltelijk opladen is niet schadelijk.
Moet de accu helemaal leeg zijn voordat ik opnieuw ga laden?	Nee. Regelmatig opladen, bijvoorbeeld elke nachts, wordt gezien als normaal gebruik. De accu's in de hoortoestellen en in de oplader hebben geen geheugen en kunnen op ieder moment opnieuw geladen worden.
Waarom schakelen mijn hoortoestellen niet automatisch in, terwijl ze lang in de oplader hebben gezeten?	<p>Als u uw hoortoestellen langer dan 24 uur in de oplader zitten, gaat de oplader in stand-bymodus en schakelt de voeding van de hoortoestellen uit.</p> <p>Als de oplader geen energiereserve meer heeft tijdens het opladen van de hoortoestellen, schakelt de voeding van de hoortoestellen automatisch uit om energie te sparen.</p> <p>Als u de hoortoestellen uit de oplader haalt, schakelen ze niet zoals gewoonlijk automatisch in. Druk 5 seconden op de drukknop om de hoortoestellen handmatig in te schakelen.</p>
Wordt de accu warm tijdens het laden?	De accu wordt iets warmer het opladen bijna voltooid is.
Kan ik opladen bij lage temperaturen?	Als het hoortoestel kouder is dan 0 °C, wordt het niet onmiddellijk opgeladen. Het opladen moet plaatsvinden bij een temperatuur tussen 0 °C en 60 °C.
Kan ik opladen bij hoge temperaturen?	De oplader werkt tussen 0 °C - 40 °C.

27 Garanties en reparaties

Beltone geeft garantie op hoortoestellen voor defecten in constructie of materiaal, zoals beschreven in de toepasbare garantiedocumenten. Conform het servicebeleid belooft Beltone een functionaliteit te garanderen die op zijn minst gelijk is aan die van het originele hoortoestel. Als mede-ondertekenaar van het United Nations Global Compact-initiatief is Beltone gehouden dit uit te voeren volgens de gangbare milieuvriendelijke normen. Hoortoestellen kunnen daarom, naar inzicht van Beltone, vervangen worden door nieuwe producten of door producten gefabriceerd uit nieuwe of gerepareerde gebruikte onderdelen, of gerepareerd met nieuwe of in nieuwstaat teruggebrachte componenten. De garantietermijn van de hoortoestellen staat op uw garantiebewijs, dat verstrekt wordt door uw hoorspecialist.

Als er onderhoud verricht moet worden aan uw Beltone hoortoestel, neemt u dan contact op met uw hoorspecialist. Beltone hoortoestellen met een defect dienen gerepareerd te worden door een gecertificeerd servicemonteur. Probeer nooit zelf de behuizing van het hoortoestel te openen, anders vervalt het recht op garantie.

28 Temperatuurtest, transport en bewaarinformatie

Beltone hoortoestellen zijn onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten tijdens verwarmingscycli tussen -25°C en 70°C, volgens interne en industriestandaards.

Tijdens transport of opslag mag de temperatuur niet buiten -20 °C en 60 °C komen en de relatieve vochtigheid niet boven 90% RH zonder condensatie (gedurende beperkte tijd). De luchtdruk mag liggen tussen 500 hPa en 1100 hPa.

29 Advies

Hieronder staan belangrijke adviezen die u moet begrijpen, delen en opvolgen. Het niet naleven ervan kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen en/of schade aan de toestellen.

Let op informatie die gemarkeerd is met het volgende symbool:



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.



VOORZORGMAATREGELEN wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.



Adviezen en tips over optimaal gebruik van uw hoortoestel.



De apparatuur maakt gebruik van een RF-zender



VRAAG UW HOORSPECIALIST NAAR DE JUISTE WEGWERPMETHODE VOOR UW HOORTOESTELLEN EN HOORTOESTELOPLADER.



LET OP: er gelden landspecifieke regels.



Volg de gebruikersinstructies.

Kennisgevingen

Delen van deze software zijn geschreven door Kenneth Mackay (micro-ecc) en een licentie is verschaft onder de volgende voorwaarden:

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay
Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassing, zijn toegestaan, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- Herdistributie van broncode moet in overeenstemming zijn met bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
- Herdistributie in binaire vorm moet bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen bevatten die geleverd worden bij de distributie.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHT-HOUDERS EN DEELNEMERS AANGEBODEN OP BASIS VAN EIGEN BAAT EN SCHADE EN IEDERE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE COPYRIGHT-HOUDERS OF DEELNEMERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN ONDER WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE DAN OOK, ZOWEL ONDER CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE

VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.



Het gebruik van de Made for Apple badge betekent dat een accessoire bedoeld is om specifiek aan te sluiten op modellen van iPhone, iPad en iPod touch, en dat dit door de ontwikkelaar gecertificeerd om te voldoen aan normen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor de naleving van veiligheidsnormen en regelgevende normen.



© 2018 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. Beltone is handelsmerk van GN Hearing A/S. Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad en iPod touch zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc.



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten 93/42/EEG, of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen gericht te worden aan Beltone A/S. Deze CE-markering geldt voor alle tekst die betrekking heeft op het hoortoestel.



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten 93/42/EEG, of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S. Deze CE-markering geldt voor alle tekst die betrekking heeft op de hoortoesteloplader.

Geproduceerd conform EU Medische richtlijn 93/42/EEG:

Internationaal hoofdkantoor

Hoortoestellen
Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Tel.: +45 4575 1111
beltone-hearing.com

Hoortoesteloplader

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark

Nederland

GN Hearing Benelux BV
Het Hazeland 5-7
NL-6931 KA Westervoort
Tel: +31 (0)26 319 5000
info@beltone.nl
beltone.nl

Contact België

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
NL-6930 AB Westervoort
Tel: + 32 (0)2 513 55 91
info@beltone.nl
beltone.nl

CVR-nr. 55082715

