

Gebruiksaanwijzing

ConnectClip



oticon
PEOPLE FIRST

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe ConnectClip. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk Waarschuwingen niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe ConnectClip te halen. Voor vragen over het gebruik van uw ConnectClip kunt u contact opnemen met uw hoorzorg professional.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

De ConnectClip is bedoeld als draadloze ontvanger en zender van geluid tussen hoortoestellen en de omgeving, waaronder spraak en draadloze elektronische audioapparaten. De ConnectClip ondersteunt ook gebruikers van draadloze hoortoestellen bij het bedienen van de functies van hun hooroplossing.

De ConnectClip is bedoeld voor gebruik door kinderen (> 36 maanden) en volwassenen in combinatie met hun hooroplossing.

BELANGRIJK


Lees de gehele inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw ConnectClip gaat gebruiken. Het bevat belangrijke aanwijzingen en informatie over het gebruik van uw ConnectClip.

Inleiding

De ConnectClip kan worden gebruikt als draadloze headset voor mobiele telefoons en als remote mic/partner mic.


1. Headset met mobiele telefoon

Geluid van uw telefoon wordt naar uw hoortoestellen gestreamd via de ConnectClip (A). Uw stem wordt opgevangen door de ConnectClip en naar de mobiele telefoon gestuurd (B).



2. Remote mic/partner mic

De stem van een gekozen spreker wordt draadloos VAN de ConnectClip NAAR uw hoortoestellen gestuurd.



Inhoud

Inhoud van de verpakking	9
Overzicht - hoofdfuncties	10
Overzicht - productindicatoren	12
Aan de slag	14
■ Eerste configuratie	
A. Koppelen van hoortoestellen met de ConnectClip	16
B. Koppelen van een mobiele telefoon met de ConnectClip	18
■ Dagelijks gebruik	
Dagelijks gebruik: Aan/Uit	20
Dagelijks gebruik: Opladen	21
■ Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon	
Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon	22
Zorgen dat de ConnectClip is verbonden met de telefoon	23
Gesprekken aannemen	24
Bellen	26
Geavanceerde headseteigenschappen	27

■ Naar muziek luisteren	
Naar muziek luisteren	28
■ Gebruik van de ConnectClip als remote mic	
Gebruik van de ConnectClip als remote mic	30
Selectie van de microfoonmodus	31
Starten/stoppen van geluid van de remote mic	32
Niveau van de remote mic regelen	33
Starten/stoppen van geluid van de remote mic via uw hoortoestellen	34
Schoonmaken van de ConnectClip	35
■ Gebruik van de ConnectClip als afstandsbediening voor hoortoestellen	
Gebruik van de ConnectClip als afstandsbediening voor hoortoestellen	36
Overige eigenschappen en functies	37
Waarschuwingen	38
Technische informatie	44
Internationale garantie	47

Inhoud van de verpakking

De doos van de ConnectClip bevat de volgende onderdelen:



ConnectClip




Halskoord - lang



Halskoord - normaal



Zakje



Deze gids
(Gebruiksaanwijzing):




Wandoplader
(verschilt van land tot land)



USB-oplaadkabel

Overzicht - hoofdfuncties




Voorkant



Achterkant


Status indicatie

Powerindicatie


















Oplaadpoort.
Micro-USB

Klem (draai-
baar) voor het
dragen van de
ConnectClip



Overzicht - productindicatoren


Status	Beschrijving	
	Geel knipperend	Zoeken naar hoortoestellen
	Geel brandend	Inactief. Hoortoestellen verbonden, niet verbonden met een telefoon
	Blauw knipperend	Zoeken naar een mobiele telefoon (koppelen)
	Blauw brandend	Verbonden met een mobiele telefoon
	Groen brandend	In gesprek. Headset (HFP); mobiel
	Groen knipperend	Inkomend gesprek
	Oranje brandend	Muziek; mobiele telefoon (A2DP)
	Magenta brandend	Remote mic modus
	Magenta knipperend	Opnieuw verbinden met remote mic

Power	Beschrijving	
	Rood brandend	Batterij bijna leeg
	Groen brandend	Ingeschakeld - niet opladen
	Groen knipperend	Ingeschakeld - opladen
	Afnemend groen	Ingeschakeld - opladen voltooid
	Oranje knipperend	Uitgeschakeld - opladen
	Oranje brandend	Uitgeschakeld - opladen voltooid

Aan de slag

Voordat u de ConnectClip kunt gebruiken met uw hoortoestellen, moeten de hoortoestellen en de ConnectClip worden gekoppeld/verbonden. Voor gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon moet de ConnectClip ook met uw mobiele telefoon worden gekoppeld/verbonden.


1. Koppelen van hoortoestel met de ConnectClip



14

Zie pagina
16

2. Koppelen van de ConnectClip en een mobiele telefoon



15

Zie pagina
18

A. Koppelen van hoortoestellen met de ConnectClip


1. Zorg dat de ConnectClip is uitgeschakeld (zie pagina 20)
Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator **UIT** is ●

2. Zet beide hoortoestellen **UIT** (open de batterijlade)

3. Zet beide hoortoestellen **AAN** (sluit de batterijlade)

4. De hoortoestellen zijn nu gereed voor een eerste verbinding met de ConnectClip.
U heeft nu 3 minuten om het koppelen te voltooien.


5. Schakel de ConnectClip **IN**
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator **GROEN BRANDEND** is ●




6. ConnectClip zoekt nu naar uw hoortoestellen.
Statusindicator **GEEL KNIPPEREND** ●

7. Plaats ConnectClip en beide hoortoestellen dicht bij elkaar (max. afstand 20 cm)

8. Een verbinding met hoortoestel(len) wordt aangegeven door de statusindicator **GEEL BRANDEND** ●




B. Koppelen van een mobiele telefoon met de ConnectClip



Zet de ConnectClip in de koppelingsmodus Houd de multitoets EN de volume-omhoogknop ongeveer 6 seconden ingedrukt (A) totdat de status BLAUW KNIPPEREND is

De ConnectClip blijft ongeveer 3 minuten in de koppelingsmodus.



Schakel koppelingen in op de mobiele telefoon

Schakel Bluetooth in. Zoek naar en verbind/koppel met de ConnectClip.

Dit is gewoonlijk te vinden in de Bluetooth-instellingen van uw telefoon.

Voer de pincode in


Als uw telefoon om een pincode vraagt, voer dan 0000 (vier nullen) in.



Koppeling voltooid


Koppeling met mobiele telefoon voltooid wordt aangegeven door de status BLAUW BRANDEND

Dagelijks gebruik: Aan/Uit



AAN ●

Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat de stroomindicator GROEN BRANDEND is.



UIT ●

Houd de multitoets ongeveer 6 seconden ingedrukt tot de stroomindicator UIT is.

Dagelijks gebruik: Opladen




Batterij bijna leeg ●

Bij ongeveer 30 minuten streamingtijd resterend wordt de stroomindicator ROOD.



Opladen ●


Verbind de meegeleverde oplader met de micro-USB-aansluiting aan de onderkant van de ConnectClip. De stroomindicator is GROEN KNIPPEREND of ORANJE.



Oplaadindicatoren

Opladen (ConnectClip aan)	Knipperen	●
Opladen voltooid (ConnectClip aan)	Vervagen	●
Opladen (ConnectClip uit)	Knipperen	●
Opladen voltooid (ConnectClip uit)	Brandend	●


Gebruik van de ConnectClip met een mobiele telefoon



BELANGRIJK

Voor de beste prestaties dient ConnectClip te worden gedragen zoals is aangegeven. Het is belangrijk dat de microfoon van de ConnectClip naar uw mond is gericht (A) en dat de ConnectClip niet bedekt is door kleren en dergelijke. De maximale afstand tussen de ConnectClip en de mobiele telefoon is 10 meter.

Zorgen dat de ConnectClip is verbonden met de telefoon



- **Selecteer de telefoonmodus**
Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de modus te wijzigen. De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen.
STATUS BLAUW ●



Status	Modus
●	Inactief, verbonden met hoortoestellen. Niet verbonden met een mobiele telefoon
●	Verbonden met een mobiele telefoon
●	Remote mic/partner mic modus

Gesprekken aannemen



Telefoon verbonden

Wanneer de ConnectClip is ingeschakeld en binnen bereik is van uw mobiele telefoon, maakt deze automatisch verbinding met de mobiele telefoon.

De statusindicator is **BLAUW BRANDEND** ●



Overgaande telefoon

Wanneer de telefoon overgaat, hoort u een indicator en indien beschikbaar de ringtoon van uw mobiele telefoon in uw hoortoestellen.

De statusindicator is **GROEN KNIPPEREND** ●



Gesprek aannemen

Druk kort op de multitoets (A) of neem het gesprek aan op uw mobiele telefoon.

Wanneer het gesprek is verbonden, verandert de status naar **GROEN BRANDEND** ●




Gesprek beëindigen

Druk kort op de multiknop (A) of beëindig het gesprek op uw mobiele telefoon.

Status **BLAUW BRANDEND** ●

Bellen



Om te bellen hoeft u alleen maar uw mobiele telefoon te gebruiken. Het gesprek wordt automatisch verbonden met de ConnectClip.

Wanneer het gesprek is verbonden, verandert de status naar GROEN BRANDEND ●

Geavanceerde headseteigenschappen

Spraakgestuurde nummerkeuze/spraakopdrachten

Als bij een verbinding met een mobiele telefoon tweemaal op de multitoets wordt gedrukt, wordt spraakbellen geactiveerd, als dat wordt ondersteund door de telefoon.

Gesprek weigeren


Door lang op de volume-omlaagknop te drukken, terwijl de telefoon overgaat, wordt het gesprek geweigerd.

Hoortoestelmicrofoons dempen

Houd de volumeknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons te dempen.

Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt de demping opgeheven.

Naar muziek luisteren



Draadloze audio (A2DP)

Bij een verbinding met een mobiele telefoon of ander apparaat via Bluetooth wordt de op de telefoon/apparaat afgespeelde muziek automatisch afgespeeld op uw hoortoestellen.

Status ORANJE ●

U hoeft niets te doen op de ConnectClip.


Status	Beschrijving
●	De ConnectClip is ingeschakeld en er wordt muziek gestreamd vanaf de telefoon

Volume wijzigen


Tijdens het luisteren naar muziek kan het niveau van het gestreamde signaal worden gewijzigd met de knoppen volume omhoog/omlaag.

Geluid van de telefoon stoppen

Door kort op de multitoets te drukken, wordt het geluid gestopt. Gebruik de knoppen op de telefoon om het geluid te starten.




Gebruik van de ConnectClip als remote mic



Tot 20 meter

Remote mic

In deze modus wordt spraak van de persoon die de ConnectClip draagt rechtstreeks naar uw hoortoestellen gestreamd.



BELANGRIJK

Zorg dat de microfoon naar de mond van de spreker is gericht en niet bedekt is door kleding en dergelijke.

De microfoonmodus selecteren



Selecteer de telefoonmodus

Houd de multitoets ongeveer 3 seconden ingedrukt om de modus te wijzigen. De moduswijziging wordt bevestigd door een hoorbare indicatie in uw hoortoestellen.
Status MAGENTA BRANDEND ●



Status	Beschrijving
●	De ConnectClip is ingeschakeld In de inactieve modus, niet verbonden met een telefoon
●	Verbonden met een mobiele telefoon
●	De ConnectClip is ingeschakeld en staat in de remote mic modus

Starten/stoppen van geluid van de remote mic



Geluid stoppen van de microfoon

Houd de multitoets (A) ongeveer 3 seconden ingedrukt om het signaal van de microfoon naar de hoortoestellen te stoppen en de hoortoestellen terug te schakelen naar hun normale programma.

De statusindicator verandert naar GEEL ● of BLAUW ●

Niveau van de remote mic regelen


Volume omhoog of omlaag

Het volume van het gestreamde signaal kan worden gewijzigd met de knoppen volume omhoog/omlaag.

Hoortoestelmicrofoons dempen (alleen geluid van de remote mic).

Houd de volumeknop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de hoortoestelmicrofoons te dempen.

Door kort op volume omhoog of omlaag te drukken, wordt de demping opgeheven.



Starten/stoppen van geluid van de remote mic via uw hoortoestellen



P1 --> P2 --> TV --> Microfoon

Door lang op de hoortoestelknop te drukken, wordt naar het volgende programma van de hoortoestellen geschakeld.

Wanneer u het remote mic programma heeft bereikt, hoort u de indicator van het remote mic programma.

Om het geluid van de remote mic te stoppen, schakelt u simpelweg terug naar het hoortoestelprogramma.

BELANGRIJK

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor informatie over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.


Schoonmaken van de ConnectClip

BELANGRIJK


Gebruik een zachte, droge doek om de ConnectClip schoon te maken. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Gebruik van de ConnectClip als afstandsbediening voor hoortoestellen

Wanneer de ConnectClip geen geluid streamt, fungeert deze als afstandsbediening voor uw hoortoestellen.



- **Volume omhoog**
- kort drukken
- **Volume omlaag**
- kort drukken



- **Volgende programma**
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt voor het volgende programma
- **Hoortoestelmicrofoons dempen - lang drukken**
Kort drukken op volume omhoog of omlaag heft de demping op

BELANGRIJK

De maximale afstand tussen de ConnectClip en de hoortoestellen is 2 meter.

Overige eigenschappen en functies

Eén verbinding tegelijkertijd

Wanneer de ConnectClip gekoppeld is aan meerdere apparaten (maximaal acht), maakt deze alleen verbinding met de eerste beschikbare telefoon die binnen bereik is.

Geen gesprekken mogelijk bij gebruik als microfoon

Wanneer de ConnectClip wordt gebruikt als partner mic/remote mic, is er geen verbinding mogelijk met een mobiele telefoon.

Time-out (buiten bereik) in mic modus

Als de ConnectClip buiten bereik is van de hoortoestellen, schakelen de hoortoestellen na 90 seconden terug naar hun oorspronkelijke programma.

Bluetooth-koppelingen wissen

Houd de multiknop, volume omhoog en volume omlaag 10 seconden ingedrukt om alle Bluetooth-koppelingen te wissen. Dit wordt aangegeven door de status ROOD KNIPPEREND.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen en de inhoud van dit boekje voordat u uw ConnectClip gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorg professionals indien u een onverwachte werking van uw ConnectClip of ongewenst voorval ervaart.

Gevaar van stikken en het inslikken van kleine onderdelen

Uw ConnectClip en kleine onderdelen daarvan dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen * toebrengen. Waarschuw onmiddellijk een arts als een klein onderdeel is ingeslikt.

Explosieven

De stroombron van uw ConnectClip heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. De ConnectClip is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen. Wij raden aan om uw ConnectClip niet te gebruiken op plaatsen met explosiegevaar.

Waarschuwingen

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw ConnectClip bij het maken van een röntgenfoto, CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie, een operatie en dergelijke. De ConnectClip kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw ConnectClip nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door deze te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto. De ConnectClip mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave, zonnebrandcrème en insectenspray kunnen de ConnectClip beschadigen. Verwijder daarom altijd uw ConnectClip voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om deze te laten drogen voor gebruik.

Interferentie

De ConnectClip is grondig getest op interferentie volgens de strengste internationale normen. Er kan echter interferentie optreden tussen de ConnectClip en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, winkelalarmsystemen en andere draadloze apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen de ConnectClip en de storende apparatuur te vergroten.

Waarschuwingen

Gebruik in het verkeer

Het gebruik van de ConnectClip kan u afleiden. Let op uw omgeving wanneer u de ConnectClip gebruikt. Raadpleeg de nationale verkeerswetgeving met betrekking tot het gebruik van communicatieapparatuur terwijl u zich in het verkeer bevindt.

Gebruik in vliegtuigen

Uw ConnectClip bevat Bluetooth. De ConnectClip mag niet aan boord worden gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het cabinepersoneel.

Actieve implantaten

Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op storing.

Waarschuwingen

Oplaadbare accu

Probeer de ConnectClip niet te openen; omdat de accu hierdoor beschadigd kan raken.

Probeer de batterij nooit te vervangen. Als de batterij vervangen dient te worden laat dit dan door de leverancier van het apparaat doen. De garantie vervalt als er geprobeerd is om de batterijlade te openen.

De veiligheid van het opladen van batterijen met een USB-kabel wordt bepaald door de externe apparatuur. Wanneer de USB-kabel is aangesloten op apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur UL-goedgekeurd zijn of voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Aansluiting op externe apparatuur

De veiligheid van het gebruik van de ConnectClip bij verbinding met externe apparatuur (via een externe ingangskabel, via een USB-kabel of rechtstreeks) wordt bepaald door de externe apparatuur. Wanneer de ConnectClip is aangesloten op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Waarschuwingen

Onbevoegd gebruik

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient uw ConnectClip buiten bereik te worden gehouden van kinderen of ieder ander die de bediening ervan over zou kunnen nemen.

Gebruik van het halskoord

Het halskoord is zodanig ontworpen dat deze automatisch breekt als deze ergens achter blijft haken. Probeer het halskoord daarom nooit op een niet-goedgekeurde wijze in te korten of aan te passen. Het halskoord dient niet te worden gebruikt door kinderen jonger dan 36 maanden.

Mogelijke bijwerkingen

De anti-allergene materialen in uw ConnectClip kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg een dokter bij één van deze bijwerkingen.

Waarschuwingen

Compatibiliteit mobiele telefoons

Op www.oticon.nl vindt u een lijst van mobiele telefoons die grondig zijn getest door Oticon en op het moment van testen voldeden aan de minimale compatibiliteitseisen. Oticon aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incompatibiliteit die het resultaat is van toekomstige nieuwere versies van de mobiele telefoons of incompatibiliteit die in deze testen niet werd getest of opgemerkt. Oticon aanvaardt geen financiële aansprakelijkheid in de betekenis van vergoeding van mobiele telefoons die niet naar verwachting functioneren.

Voordat u een nieuwe telefoon aanschaft, is het aan te bevelen de bovengenoemde lijst te raadplegen.

Technische informatie

Gebruiksomstandigheden:

Luchtvochtigheid: 15% tot 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend.

Gebruikstemperatuur: 5-40 °C

Opslag en transport: -20-70 °C

De ConnectClip bevat een radiozender met Bluetooth EDR, Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik die allemaal op 2,4 GHz werken. De 2,4 GHz radiozender is zwak en altijd lager dan 17 dBm EIRP totaal afgegeven vermogen.

De ConnectClip voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

Wegens de beperkte ruimte op de ConnectClip zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit boekje.

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

(1) dit toestel mag geen interferentie veroorzaken, en

(2) dit dient alle ontvangen interferentie te accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor naleving verantwoordelijke partij kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: *Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van het FCC-reglement. Deze grenzen zijn bedoeld om bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:*

- Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Internationale garantie

Uw ConnectClip valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven door de fabrikant voor een periode van 12 maanden na levering. Deze beperkte garantie dekt materiaal- en productiefouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit oneigenlijk/onjuist gebruik of verzorging, overmatig gebruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosieve omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie doen vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw gehoorspecialist heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw ConnectClip naar uw hoorzorg professional, die kleine reparaties en aanpassingen mogelijk direct kan uitvoeren.

De fabrikant verklaart dat deze ConnectClip (AC1A) voldoet aan de essentiële voorschriften en andere bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global



Afval van elektronische
apparatuur dient te
worden weggegooid
volgens de lokale
voorschriften.



178678NL / 2018.02.05

178678NL / 2018.02.05



oticon
PEOPLE FIRST

178678NL / 2018.02.05